

SANGLE EN U XXL

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

La mousse confort de série au niveau des jambières réduit le cisaillement.

La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Cette sangle ne doit pas rester sous le patient.

- Disponible uniquement en jersey confort
- Tailles 2XL, 3XL, 4XL.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient. Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



CROISÉ ENTRE LES JAMBES

Choix conseillé



CROISÉ SOUS LES JAMBES

Choix secondaire

TÊTIÈRE (OPTION)

La têtière à attaches (TAAT-PF) et la têtière amovible (TAMOV-PF) sont disponibles en option.



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



Réf.	SUCBAS-PF
Option	TAAT-PF (têtière à attaches) TAMOV-PF (têtière amovible)