

MaxiSlide® Tube



MaxiSlide Tubes zijn ontworpen om zorgverleners te helpen bij de dagelijkse herpositionering en transfers, met minder fysieke belasting en inspanning van handmatig tillen en verplaatsen.¹

MOBILITEITSWIJZER VAN ARJO



C



D



E

© Arjo 2019

C. In staat gedeeltelijk zijn eigen gewicht te dragen op ten minste één been, gebruikt een rolstoel om afstanden af te leggen.

D. Niet in staat het eigen gewicht op de voeten te dragen. Kan zitten met goede ondersteuning.

E. Heeft het moeilijk om te blijven zitten en blijft dus soms in bed liggen (volledig of half liggend), kan soms alleen zitten in een speciale ondersteunende stoel.

Neem contact op met Arjo voor meer informatie.

- **Letsel bij zorgverleners voorkomen door fysieke inspanning te verminderen**

Sommige handmatig uitgevoerde verplaatsingen van de zorgvrager houden een risico op letsels in, meestal aan de schouders en onderrug van de zorgverlener. Onze MaxiSlide Tubes hebben uiterst geringe wrijvingseigenschappen die zorgverleners helpen om zorgvragers in bed te verplaatsen.⁴

- **Decubitus helpen voorkomen**

In veel zorginstellingen is de prevalentie en incidentie van decubitus hoog. Decubitus heeft een aanzienlijke economische impact op de organisaties en beïnvloedt ook de levenskwaliteit, morbiditeit en mortaliteit van een zorgvrager. Dit type letsel kan door mobiliteit worden voorkomen.¹⁻³

- **Comfort, veiligheid en waardigheid van de zorgvrager**

MaxiSlide Tubes zijn gemaakt van een zachte stof. Het gebruik van glijlakens voor verplaatsingen in bed heeft niet alleen voordelen voor de veiligheid, maar ook voor het comfort, de veiligheid en de waardigheid van de zorgvrager.⁴

Belangrijkste kenmerken

MaxiSlide Tubes zijn verkrijgbaar in vijf maten om te helpen bij een brede reeks herpositioneringstaken in bed.

MaxiTube

KLEINE GLIJROL OM DE HIELEN TE BESCHERMEN

MaxiTube is een kleine glijrol die kan worden gebruikt met MaxiSlide-lakens voor standaard bedlengten om de hielen van de zorgvrager te beschermen tegen schuifkrachten en wrijving tijdens verplaatsingen binnen het bed.

MaxiTube Radiologie

BESLOTEN RUIMTEN

MaxiTube Radiology is een kleine rol die ontworpen is voor gebruik op smalle oppervlakken, zoals tijdens transfers naar diagnoseapparatuur (bv. voor radiologie).

MaxiTransfer

ROL VOLLEDIG BED

MaxiTransfer is een glijrol over de volledige lengte van het bed voor horizontale transfers.

MaxiMini

HALFBEDROL

MaxiMini is een glijrol over de halve lengte van het bed voor zorgvragers die deels kunnen meehelpen bij het herpositioneren in bed.

MaxiRoll

EXTRA LANG EN BREED

MaxiRoll is een glijrol voor horizontale transfers en is langer en breder dan MaxiTransfer.

PRODUCTINFORMATIE

	Lengte	Breedte (uitgerold)
MaxiTube	585 mm / 23"	680 mm / 26 13/16"
MaxiTransfer	1.960 mm / 77"	680 mm / 26 13/16"
MaxiRoll	2.100 mm / 82 11/16"	900 mm / 35 3/8"
MaxiMini	1.100 mm / 43 5/16"	1.100 mm / 43 5/16"
MaxiTube Radiologie	670 mm / 26"	580 mm / 23"

1. Dealey C, et al. J Wound Care. 2012; 21(6):261-266.
2. Brem H, et al. Am J Surg. 2010; 200:473-477.
3. Spear M. Plastic Surgical Nursing. 2013; 33(3):147-149.
4. Fray M. Hignett S, Using patient handling equipment to manage immobility in and around a bed. British Journal of Nursing. Vol 24 uitgave 6, april 2015.