




Lezen



Ergonomische
leespositie




High Definition
camera




Hoog contrast




Snapshot



2X-24X
vergroting



7" breedbeeld 190 x 130 x 26.7 mm
kleurenscherm



Groot icoon-
menu



640 gram



Auto-focus



Indicatie
geluidjes



Optelec
Life is worth enjoying

Optelec NV
Baron Ruzettelaan 29 - 8310 Brugge

Tel: 050 35 75 55
www.optelec.be
info@optelec.be


Optelec Compact 7 HD

Zoekt U een draagbare beeldschermloep met een duidelijk overzicht of meer vergroting ? Het 18 centimeter grote scherm van de Compact 7HD biedt u precies wat u wenst. U leest gemakkelijk een artikel in de krant of een tijdschrift. Ook op verplaatsing kunt u foto's, brieven en menukaarten bekijken. De Hoge Definitie camera zorgt voor een haarscherp beeld, ook bij een kleinere vergroting. De Compact 7 HD is een technologisch vernuftig toestel dat zeer gemakkelijk te gebruiken is.

Optelec
Life is worth enjoying

*"Verbeterd de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking
– door simpele en effectieve oplossingen aan te reiken."*

Een groot scherm met een compact design




In een ergonomisch perfecte leeshoek kan men door de aanpasbare vergroting, beginnend vanaf 2 x, kleine details van foto's en objecten superscherp weergeven op het 7-inch scherm.



Begin meteen te lezen

Door op één knop te drukken kunt u met de Compact 7HD onmiddellijk lezen.


Leg de Compact 7HD op de tekst die u wenst te lezen en duw op de grote knop onderaan het scherm. Het toestel opent en begint meteen te werken in de voor u optimale vergroting.



Makkelijk mee te nemen



Met de Compact 7 HD kunt u comfortabel brieven of boeken lezen in uw favoriete zetel. De Compact 7 HD is niet te groot zodat u hem overal kunt meenemen, thuis, op kantoor, op school of op vakantie.



Individuele instellingen

Elke instelling van de Compact 7 HD kan volgens uw wensen worden opgeslagen door middel van het menu. De toetsen zijn eenvoudig te onderscheiden en te bedienen