

Excel Click & Go Lite II



“Maakt elke wandeling moeiteloos en comfortabel”



Het duwen van een rolstoel kan zwaar zijn, vooral over langere afstanden. De Click & Go Lite II ondersteunt begeleiders met extra kracht en gemak, zodat het duwen moeiteloos wordt en u overal komt. Met een krachtige motor en brede banden voor optimale tractie biedt dit systeem stabiliteit, zelfs op uitdagend terrein. De acculading-indicator op het duwhandvat laat u precies zien hoeveel vermogen er nog over is. Het compacte ontwerp met programmeerbare microprocessor elektronica en afneembare aandrijving maakt de Click & Go Lite II veelzijdig en eenvoudig te gebruiken, waar u ook heen gaat.



Uitstekende tractie

Brede banden zorgen voor extra stabiliteit en grip op diverse ondergronden, waardoor u veilig en comfortabel rijdt, zelfs op oneffen terrein of bij het navigeren van hellingen en drempels.



Afneembare aandrijving

De aandrijving kan eenvoudig worden verwijderd wanneer gebruik niet gewenst of mogelijk is. Met een handige band kan de aandrijving omhoog gelift worden, zodat hij onder de rolstoel blijft zonder de grond te raken.



Accu-indicator

De indicator op het duwhandvat toont duidelijk de resterende acculading, zodat u altijd weet hoeveel vermogen u nog heeft en precies kunt inschatten wanneer opladen nodig is.




Eenvoudige bediening

Met een gebruiksvriendelijke hendel geeft u soepel gas, terwijl aparte knoppen de snelheid regelen en schakelen tussen vooruit- en achteruitrijden voor een veilige, betrouwbare bediening.



37 cm



23 cm



30 cm




6,2 kg



17 kg



5 km/u




8 km



22 Ah / 12 V



3 Ah / 12 V



40-50 cm