

decon
mobility



E-MOVE



De E-Move geeft je de extra kracht om actief te blijven en biedt je persoonlijke vrijheid en mobiliteit. E-Move is het eerste aandrijfsysteem op de markt die met een grijpvoel wordt bediend en aan uw behoeften kan worden aangepast.

Met de E-Move elektrische voelondersteuning hoeft u niet langer te schikken naar de producten; in plaats daarvan past de E-Move zich aan u aan. E-Move biedt diverse opties om de functionaliteit van een handbewogen rolstoel uit te breiden en is volledig aanpasbaar aan uw wensen.

Wanneer u de grijpvoel gebruikt, ondersteunt de E-Move u startbeweging op krachtige wijze. U bespaart energie omdat u voelrequentie aanzienlijk vermindert waardoor u moeiteloos langere afstanden aflegt en komt makkelijk over paden en obstakels die u normaal gesproken vermijdt. Met de nieuwe cruise control-functie kunt u lange afstanden afleggen zonder jezelf uit te putten. E-Move biedt persoonlijke vrijheid en mobiliteit!

Specificaties

Motor	AC-servomotor, 24V 110W x 2
Accutype	NiMH, 24V x 6,7Ah / Li-ion, 25V x 10,08Ah
Gewicht per wiel	7 kg
Totaalgewicht	NiMh 17 kg / Li-ion 18 kg
Toename breedte rolstoel na opbouw	Max 1,8 cm/aan elke zijde
Wielgrootte	20", 22", 24", 25" of 26"
Luchtdruk	6 Bar, 600 kPa
Snelheid	0-8,5 km/u
Maximale actieradius (met volledig opgeladen accu)	Ca. 18 km met NiMH, ca. 27 km met Li-ion
Zekering	30 A (vlak)
Maximaal gebruikersgewicht	150 kg
Maximale helling	6 graden
CE-Keurmerk	Conform MDR 2017/745 klasse 1
Acculader	100 tot 240V AC, 50/60Hz
Vermogensspecificatie	37V 26A (tijdens het opladen)
Oplaadtijd	Ca. 3 u NiMH / ca. 4 u Li-ion



Scan de QR-code voor meer informatie.

E-move



Gyroscoopfunctie en snelheidsregeling


E-Move kan worden geprogrammeerd naar uw unieke wensen: extra kracht (vooruit, achteruit), koersstabiliteit, een hemiplegie rijprogramma (eenhandige bediening), hoepelgevoeligheid, compensatie van krachtsverschil, snelheidsinstellingen en gyroscoopfunctie.

Met een tweede rijprofiel (optioneel) kunt u eenvoudig schakelen tussen twee verschillende rijprogramma's, zodat je in elke situatie de juiste ondersteuning hebt.

E-Move is compatibel met vrijwel alle standaard rolstoelmodellen en is verkrijgbaar in wielmaten 20", 22", 24", 25" en 26" en in een MTB-versie. E-Move is eenvoudig te demonteren, waardoor het gemakkelijk in een auto kan worden vervoerd. De E-Move-accu is ook goedgekeurd voor luchttransport.



Scan de QR-code voor meer informatie



Samen kunnen we vrijheid creëren!

Volg ons:



decon.se
mobilityproducts.nl

