

Voor beter zitten in een stoel of rolstoel

Met behulp van de glijmat OneWaySlide kunt u iemand in een comfortabeler positie in een (rol)stoel helpen. De mat glijdt makkelijk achteruit, maar houdt voorwaartse bewegingen juist tegen. De OneWaySlide is verkrijgbaar in een versie met handvatten, waarmee u iemand met een simpele handeling in een betere positie kunt trekken. Voor actievere gebruikers is er een versie zonder handvatten in een doorlopende vorm.

De eigenschappen van de glijmat OneWaySlide:

- + Comfortabel door het zachte, gewatteerde oppervlak;
- + Het oppervlak verhindert dat de gebruiker naar voren glijdt;
- + Leverbaar zonder handvatten en in rolvorm voor actieve gebruikers;
- + Leverbaar met handvatten voor gebruikers die meer hulp nodig hebben;
- + Gemaakt van polyester en polyethyleen en glijdt makkelijk door toepassing van het unieke materiaal Ultra Low Friction (ULF);
- + Kan met bandjes aan de rolstoel worden bevestigd.

Omschrijving

Referentie

OWSS

OWS

OWS13040

Omschrijving

OneWaySlide 50 x 40

OneWaySlide 50 x 45 cm

OneWaySlide 130 x 40 cm, 6 handgrepen

Specificaties

Wassen op 80°C



alt image not found or type unknown

