

MULTIFUNCTIONELE VERRIJDWARE TILLIFT

Maxi Move[®] 5



De Maxi Move 5 is een **veelzijdige** oplossing die voldoet aan de mobiliteitsbehoeften van zorgvragers in uiteenlopende zorgsituaties. De tillift bevordert de **efficiëntie, veiligheid** en controle van de zorgstroom en maakt ergonomische transfers mogelijk met het oog op comfort en waardigheid.

MOBILITEITSWIJZER VAN ARJO



D



E

- **Intuïtieve manoeuvreerbaarheid en minder spierinspanning**
Met het Arjo Motion Assist™-systeem is de Maxi Move 5 ontworpen om de belasting bij het manoeuvreren te verminderen en de positionering nauwkeuriger te maken binnen de beperkingen van zorgomgevingen. Dankzij de aanraaksensoren van de Maxi Move 5, die reageren op duw-, trek- en draaibewegingen, kunnen zorgverleners efficiëntere, gecontroleerde en intuïtievare transfers uitvoeren.
- **Efficiënte positionering met één zorgverlener**
De Maxi Move 5 maakt gebruik van het Powered Dynamic Positioning System (elektrisch kanteljuk) en vermindert de fysieke inspanning en tijd die nodig is, zodat taken door één zorgverlener kunnen worden uitgevoerd, waardoor er meer tijd overblijft om comfort en persoonsgerichte zorg te bevorderen.
- **Het bevorderen van gezondere resultaten door middel van mobiliteit**
Met zijn brede assortiment tiljukken en tilbanden is de Maxi Move 5 ontworpen om de mobiliteit van zorgvragers tijdens de volledige zorgstroom te optimaliseren, immobiliteitsgerelateerde risico's te verminderen en gezondere resultaten mogelijk te maken.
- **Bedoeld voor mensen met cognitieve beperkingen**
De Maxi Move 5 ondersteunt de zorgverlener door zich te richten op de behoeften van mensen met een cognitieve beperking. De ronde hoeken, tillen met zachte start, stille werking en contrasterende kleuren bevorderen de waardigheid en het comfort van de zorgvrager – en efficiënte zorgstromen voor de zorgverlener.
- **Ondersteuning voor uiteenlopende zorgvrager- en taakbehoeften**
De Maxi Move 5 is verkrijgbaar in twee uitvoeringen die voldoen aan de eisen van een breder scala aan zorgvragerprofielen en -behoeften. In combinatie met een breed scala aan tiljukken en tilbanden kan de zorgverlener meer doen met één hulpmiddel.

Belangrijkste kenmerken

CAPACITEIT*

De Maxi Move 5 is verkrijgbaar in twee uitvoeringen (227 kg/500 lb en 272 kg/600 lb) om te voldoen aan de vereisten voor veilige tilbelasting

WEEGUNIT*

Geïntegreerde weegunit ondersteunt een efficiënte weegroutine

SNELKOPPELING

De snelkoppeling garandeert een eenvoudige verwisseling van verschillende tiljukken en stretcherframes

POWERED DYNAMIC POSITIONING SYSTEM (ELEKTRISCH KANTELJUK)

Minimaliseert handmatige transfers en zorgt voor een nauwkeurigere positionering van de zorgvrager

ZWENKWIELMAAT*

Er zijn drie zwenkwielmaten beschikbaar: standaard, laag en extra laag voor een goede toegang onder lage bedden en brancards

GECOATE HEFBAND

De hefband is gecoat met een niet-poreus materiaal voor minimalisering van het risico op kruisbesmetting door eenvoudige reiniging en het risico op microbiële groei

TELESCOPISCHE VERTICALE MAST

De verticale mast zorgt voor stabiliteit wanneer de zorgvrager wordt getild.

MOTION ASSIST*

Elektrische aandrijving die wordt bediend via aanraaksensoren op de handgreep voor de zorgverlener en die reageert op duw-, trek- en draaibewegingen, waardoor efficiënte, gecontroleerde en intuïtieve transfers mogelijk zijn

DUBBELE BEDIENING

Met de dubbele bediening op de mast en de afstandsbediening kan de zorgverlener tijdens het hele transferproces dicht bij de zorgvrager blijven

GELIJKTIJDIGE BEDIENING

Tijdens de bediening van de lift kunnen er twee functies tegelijkertijd worden gebruikt om de efficiëntie te verbeteren

REMKNOP

Remmen kunnen eenvoudig op het onderstel worden geactiveerd en gedeactiveerd

* Functie configureerbaar



MOTION ASSIST

Wanneer de zorgverlener het Motion Assist-systeem activeert, wordt er een blauw lampje zichtbaar op de handgreep terwijl de functie actief is

De aanraaksensoren van de Maxi Move 5, die reageren op duw-, trek- en draaibewegingen, stellen zorgverleners in staat om efficiëntere, gecontroleerde, intuïtieve transfers uit te voeren – voor zorgvragers tot 272 kg / 600 lb

PRODUCTINFORMATIE	STANDAARD CAPACITEIT	HOGE CAPACITEIT
Max. veilige tilbelasting	227 kg / 500 lb	272 kg / 600 lb
Gewicht tillift (met tiljuk en accu)	75,4 kg/166,2 lb	75,6 kg/166,7 lb
Max. tilhoogte	1542 mm / 60 ³ / ₄ inch	1542 mm / 60 ³ / ₄ inch
Min. tilhoogte	104 mm / 4 ¹ / ₈ inch	104 mm / 4 ¹ / ₈ inch
Min. opslaghoogte	1416 mm / 53 ³ / ₄ inch	1416 mm / 53 ³ / ₄ inch
Tilinterval	1438 mm / 56 ⁵ / ₈ inch	1438 mm / 56 ⁵ / ₈ inch
Max. bereik (van kolom tot uiteinde van mast)	614 mm / 24 ³ / ₁₆ inch	614 mm / 24 ³ / ₁₆ inch
Lengte tillift	1279 mm / 50 ³ / ₈ inch	1324 mm / 52 ¹ / ₈ inch
Externe breedte bij gesloten onderstel	665 mm / 26 ³ / ₁₆ inch	749 mm / 29 ¹ / ₂ inch
Externe breedte bij open onderstel	1102 mm / 43 ³ / ₈ inch	1219 mm / 48 inch
Binnenmaat bij gesloten onderstel	529 mm / 20 ¹³ / ₁₆ inch	614 mm / 24 ³ / ₁₆ inch
Binnenmaat onderstel bij open poten	967 mm / 38 ¹ / ₁₆ inch	1083 mm / 42 ⁵ / ₈ inch
Minimumbreedte	668 mm / 26 ⁵ / ₁₆ inch	754 mm / 29 ¹¹ / ₁₆ inch
Vrije beenruimte (vloer tot bovenkant benen)	113 mm / 4 ⁷ / ₁₆ inch (std) 100 mm / 3 ¹⁵ / ₁₆ inch (laag) 59 mm / 2 ⁵ / ₁₆ inch (extra laag)	113 mm / 4 ⁷ / ₁₆ inch (std) 100 mm / 3 ¹⁵ / ₁₆ inch (laag) 59 mm / 2 ⁵ / ₁₆ inch (extra laag)
Vrije ruimte onder het onderstel (van vloer tot onderkant onderstel)	24 mm / ¹⁵ / ₁₆ inch (std en laag) 19 mm / ¹² / ₁₆ inch (extra laag)	24 mm / ¹⁵ / ₁₆ inch (std en laag) 19 mm / ¹² / ₁₆ inch (extra laag)
Draaicirkel	1227 mm / 48 ⁵ / ₁₆ inch	1309 mm / 51 ⁹ / ₁₆ inch
Tilsnelheid	41-45 mm/s	41-45 mm/s
Beschermingsklasse tillift	IP24	IP24
Beschermingsklasse afstandsbediening	IPX7	IPX7
Batterij	24 V, 4 Ah	24 V, 4 Ah
Acculaadindicator (op de afstandsbediening weergegeven)	●	●
Cyclusteller (weergegeven op de afstandsbediening)	●	●
Overbelastingsindicator (weergegeven op de afstandsbediening)	●	●
Automatische veiligheidsuitschakeling als de tillift bij het omlaag brengen een obstakel raakt (tiljuk en tilmast)	●	●
Noodstop en schakelaar voor omlaag brengen bij systeemuitval	●	●



ACCESSOIRES

Groot assortiment tiljucken en tilbanden

Stretcheroplossingen (band voor liggend tillen, bandenstretcher en schepbrancard)

Wandgemonteerde batterijlader

Accu

Kunststof onderstelbeschermers

Maxi Cart 2 (opslag- en transportwagen voor tiljucken)

Wandsteunset (opslag voor tiljucken)

TILJUKKEN

Tweepunts-lustilband

Medium tweepunts-lustilband

Vierpunts-lustilband

Medium elektrisch kanteljuk

Large elektrisch kanteljuk

Juk voor liggend tillen

CONFIGUREERBARE OPTIES

Geïntegreerde weegunit

Motion Assist

Capaciteit voor veilige tilbelasting

Maat zwenkwiel



BENODIGDE RUIMTE

- Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om op een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één kant met de verrijdbare tillift te werken.
- Het lichtblauwe gebied markeert de benodigde extra werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om aan beide zijden te kunnen werken met de verrijdbare tillift en de zorgvrager goed te kunnen bereiken.

