

Lopital prikkelt je zintuigen...



Comfort en welzijn

Dat is wat u bewoners en patiënten biedt met de therapeutische baden van Lopital. Muziek, geur, warmte, massagestralen (bubbels) en kleur tijdens het baden verminderen lichamelijke en psychische klachten en bevorderen het algehele welbevinden van mensen. Daarbij zijn de baden voorzien van alle gebruiksgemak voor uw medewerkers. Een verzorgende en een therapeut putten uit eigen ervaring...

Jeanine de Kort, therapeut


"Natuurlijk ben ik een believer. Ik werk vaak met patiënten met depressieve klachten of autistische stoornissen. Voor hen zijn deze baden een weldaad. Een waar genietmoment dat ze daadwerkelijk veel goed doet. Ik zie dagelijks met eigen ogen wat je met aroma-

therapie (essentiële oliën in het bad voor een speciale geurbelevens), chromotherapie (licht en kleur), muziektherapie en balneotherapie (warmtemassage met water) kunt bereiken. Uiteenlopende klachten zoals bijvoorbeeld slapeloosheid, pijn, reumatische ongemakken en problemen met de bloedsomloop, kun je met deze therapieën echt verlichten. Je stemt daarbij iedere therapie af op de specifieke klachten van het individu."



Liesbet van Gaal, verzorgende

"In het begin was ik sceptisch. Dat geef ik eerlijk toe. Wat betekent het voor mijn werk? Maar ik was al snel om. De baden zijn makkelijk te bedienen, in hoogte verstelbaar en het Batéia bad heeft zelfs een inschuifbare deur. Superhandig. Maar het meeste voldoening geven de patiënten mij toch wel. Ze genieten intens van de therapieën in bad. Wat wel weer een probleem oplevert, want ze willen er niet meer uit!"



Ervaar de sensatie van het Batéia bad

Laat uw patiënten in het Batéia bad bijvoorbeeld genieten van een uitgebreide chromotherapie (licht / kleurtherapie). Licht is op te delen in verschillende kleuren die de energiestromen van het menselijk lichaam beïnvloeden. Licht kan stimuleren of juist kalmeren.

Het Batéia bad biedt zowel de patiënt als de verzorgende alle ergonomische voordelen, gebruiksgemak en comfort. Door de inschuifbare deur kunnen patiënten makkelijk in en uit het bad. Het Batéia bad is in hoogte verstelbaar. Het bedienen van het bad is verbluffend simpel. In alle eenvoud de beste kwaliteit.

Hygiëne

Door de kwaliteit van de materialen en de toegankelijkheid van het bad is het reinigen en onderhouden van de Batéia eenvoudig.

Opties

Bij het Batéia bad kunt u kiezen voor de volgende opties:

- Automatisch deurmechanisme.
- Ergonomische rugleuning.
- Ergonomische rugleuning met geïntegreerde hoofdsteun.
- Geïntegreerde thermostaatkraan met handdouche.
- Elektrisch traploos in hoogte verstelbaar.



Serigraphie



Baden in licht





De geur
van wellness

Harmonia Bad: extra groot, extra genieten

Aromatherapie is een methode om stress mee te lijf te gaan. Speciale geuren stimuleren de natuurlijke afweersystemen in je lichaam, zo kun je ziektekiemen voor zijn. Bijvoorbeeld door een heerlijke aromatherapie te ondergaan in het Harmonia bad...

Groot. Groter. Grootst. Bij het extra grote Harmonia bad kan de patiënt liggend baden. Het bad is voorzien van een zeer eenvoudig te bedienen systeem en is in hoogte verstelbaar. Alles om het uw medewerkers en uw patiënten en bewoners zo makkelijk en comfortabel mogelijk te maken.

Schoonmaken

Ook het Harmonia bad is, door het materiaal en de ergonomie, zeer makkelijk schoon te maken en te houden.

De patiënt centraal

Net als het Batéia bad en het Lanira bad kan het Harmonia bad voorzien worden van watermanagement systemen (balneotherapie) die weinig geluid veroorzaken. Want de rust en de sereniteit van de patiënt staan altijd voorop.



Zintuig prikkelende aromatherapie

Wellness therapieën

Ontdek de
verschillende
therapieën van de
wellness baden.

Aromatherapie

Oftewel therapie die gebruikmaakt van geurstoffen uit (medische) planten. De geurstoffen worden gewonnen via het destilleren van waterdampen en via het extraheren van etherische oliën. Ieder mens reguleert zichzelf. We bouwen weerstand op, herstellen en genezen op onze eigen, unieke manier. Het doel van aromatherapie is deze processen versterken en stimuleren om ziektes voorkomen. Iedere geur heeft zijn eigen kenmerken. Er zijn aroma's die heel doeltreffend stress te lijf gaan terwijl andere geuren juist een positief effect hebben op het centrale zenuwstelsel. Aromatherapie kan zowel een kalmerend als een stimulerend effect bewerkstelligen bij mensen. Vaak wordt aromatherapie dan ook ingezet om een verstoord evenwicht te herstellen.

Balneotherapie

Stimulatie door middel van watermassage voor totale ontspanning. Duizenden kleine, warme luchtbellens worden - via een compressor - door Air Jets op de bodem van het bad verdeeld over het water. Als deze je lichaam raken zorgen ze voor een heerlijke massage die je het gevoel geeft dat je zweeft. De ultieme ontspanning.

Het watermassagesysteem (whirlpool) richt waterstralen met gecomprimeerde lucht, via speciaal aangebrachte straalsproeiers, op de voeten en dijen. Door het toevoegen van lucht aan het balneotherapiesysteem (Venturi procedure) is het mogelijk een intense waterstraal te creëren. Specifieke lichaamsdelen worden zo gericht gemasseerd, bijvoorbeeld om pijnklachten te verminderen. Balneotherapie stimuleert diverse genezingsprocessen. Zelfs lymfevaten kunnen met deze weldadige therapie gedraineerd worden.

De voordelen van balneotherapie en hydromassage:

- Verlichten klachten bij reuma-aandoeningen, artrose, spit, ischias en zenuwpijn tijdens de zwangerschap.
- Bestrijden effectief de gevolgen van een trauma.
- Werken pijnverlichtend bij botbreuken en verstuikingen of bij zogenaamde restklachten als peesstijfheid of spieratrofie (na een chirurgische ingreep).
- Verminderen klachten bij ongemakken als zware benen, nachtelijke krampen, spataderen, cellulitis en oedemen.
- Dragen bij aan een beter gynaecologisch welzijn.
- Ondersteunen en verbeteren het gedrag van mensen met psychische klachten.

Chromotherapie

Deze licht- en kleurentherapie heeft zijn oorsprong in de traditionele zorgpraktijken van de Indianen, Chinezen en Grieken. Chromotherapie gebruikt kleuren om het lichaam te genezen en de geest te stimuleren. Dankzij de theorie van Isaac Newton weten we nu dat licht, met behulp van prisma's, in zeven verschillende hoofdkleuren verdeeld kan worden. Iedere kleur heeft verschillende vibraties, oftewel golflengtes. Chromotherapie maakt gebruik van deze golflengtes om de energie van mensen heel gericht te mobiliseren. Zo wordt de energieomloop van het menselijk lichaam positief beïnvloed.

Elke kleur heeft specifieke eigenschappen, zowel op geestelijk als op lichamelijk niveau. Er bestaan twee verschillende soorten kleuren: warme en koude kleuren. Warme kleuren hebben langere golflengtes dan koude kleuren. Bij chromotherapie stem je het kleurgebruik af op de

individuele behoefte van iedere patiënt: stimuleren of juist kalmeren. Chromotherapie werkt simpel, natuurlijk, effectief en snel.

Twee voorbeelden

Geel: de kleur geel bestrijdt klierbuis- en lymfatische aandoeningen en versterkt het zenuwstelsel. Geel heeft een positief effect op chronische botklachten en verbetert ook de vitaliteit van mensen. Op psychisch niveau stimuleert geel het concentratievermogen.

Blauw: blauw heeft een sterke invloed op de ontspanning van lichaam en ziel. De kleur blauw helpt bij migraine, hoofden buikpijn, buikkrampen en levergerelateerde aandoeningen. Op psychisch niveau helpt blauw je je mentale horizon te verbreden. Ook helpt de kleur blauw (via chromotherapie) egoïsme te bestrijden.

Muziektherapie

Muziektherapie gebruikt muziek en muzieklanken als therapeutisch gereedschap. Deze therapie helpt de mentale, fysische en emotionele gezondheid van mensen te onderhouden en te stimuleren. Muziek heeft een directe invloed op het centrale zenuwstelsel. De mogelijkheden van muziektherapie zijn nagenoeg onbeperkt. Enkele positieve effecten die met muziektherapie behaald kunnen worden:

- Stemningsverbetering.
- Reduceren van angstgevoelens.
- Verbetering van de levenskwaliteit van patiënten met mentale aandoeningen (autisten, schizofreniepatiënten, dementerende ouderen).
- Verbetering van de zorg voor pasgeboren baby's.
- Bijdragen aan de mogelijkheid de inname van morfine en andere pijnbestrijdings- en kalmeringsmiddelen terug te brengen.



Laat je
huid tintelen



Het comfort van Lanira

Muziek verzacht de ziel. Muziek helpt je te ontspannen en kan stress verminderen. Met muziektherapie kunnen mensen uit hun isolement gehaald worden. Door in een ontspannend bad naar muziek te luisteren kunnen patiënten minder pijn en angst ervaren en kan hun stemming verbeteren.

Het beste van twee werelden. Design en ergonomisch vernuft gaan hand in hand bij het Lanira bad. Het prachtige en ruime bad is uitgevoerd met zoveel functionaliteiten dat dit het werk van uw mensen daadwerkelijk verlicht. De kwaliteit van de materialen en de toegankelijkheid van het bad zorgen er daarnaast voor dat uw medewerkers het bad ook heel makkelijk kunnen reinigen.

Opties

- Geïntegreerde thermostaatkraan met handdouche.
- Aankleding van de panelen door gebruik van de zgn. Serigraphie, deze is beschikbaar in diverse uitvoeringen.

Groots genieten

Voor de patiënten is het Lanira bad gewoonweg een feest voor alle zintuigen. In het ruime, zeer toegankelijke bad, kunnen uw patiënten nagenoeg alle therapiemogelijkheden, waaronder bijvoorbeeld snoezelen, ondergaan. Genieten in optima forma. Dat gunt u hen toch ook?



Zintuig prikkelende (ontspannings)massage



De helende kracht van water

Warmtemassages met water hebben op veel patiënten een uiterst positieve werking. Spier- en ontstekingspijn worden verlicht en ochtendstijfheid verdwijnt. Maar balneotherapie helpt bijvoorbeeld ook bij menstruatiepijn, spataderen, zware benen en nachtelijke krampen. Het water voor de therapie wordt rechtstreeks uit het bad gehaald dus er is geen sprake van extra waterverbruik.

Specificaties

Bateia

Afmetingen en gewichten

Externe breedte	765 mm
Interne breedte	410/590 mm
Externe lengte	1700 mm
Interne lengte	1030/1450 mm
Min. bad hoogte bij gesloten deur	870 mm
Max. bad hoogte bij gesloten deur	1170 mm
Min. bad hoogte bij geopende deur	530 mm
Max. bad hoogte bij geopende deur	870 mm
Max. gewicht van de gebruiker	210 kg
Max. gewicht gebruiker en water	300 kg
Min. gewicht van het bad	210 kg
Max. gewicht van het bad	235 kg
(full options)	
Duur van een balneotherapie sessie	ON 20 min



Water

Max. waterverbruik	178 L
Vultijd met 3.0 bar druk	+/- 9 min
Leeg lopen van een vol bad	+/- 3 min 20 sec
Digitale temperatuurweergave	0° à 55° C
Nauwkeurigheid van de temperatuurweergave	1° C

Harmonia

Afmetingen en gewichten

Externe breedte	840 mm
Interne breedte	560/680 mm
Externe lengte	2300 mm
Interne lengte	1920 mm
Min. bad hoogte	700 mm
Max. bad hoogte	1000 mm
Max. gewicht van de gebruiker	210 kg
Max. gewicht gebruiker en water	500 kg
Min. gewicht van het bad	176 kg
Max. gewicht van het bad	201 kg
(full options)	
Duur van een balneotherapie sessie	ON 20 min

Water

Waterverbruik van het voor-vul systeem	+/- 200 L
Max. waterverbruik	+/- 400 L
Vultijd met 3.0 bar druk	+/- 12 min
Vultijd van het voor-vul systeem	10'
Afvoeren van het voor-vul systeem	+/- 3 min 20 sec
Leeg lopen van een vol bad	+/- 6 min 45 sec
Digitale temperatuurweergave	0° à 55° C
Nauwkeurigheid van de temperatuurweergave	1° C



Lanira



Afmetingen en gewichten

Externe breedte	900 mm
Interne breedte	510/620 mm
Externe lengte	1900 mm
Interne lengte	1250/1680 mm
Min. bad hoogte	747 mm
Max. bad hoogte	1047 mm
Max. gewicht van de gebruiker	210 kg
Max. gewicht gebruiker en water	500 kg
Duur van een balneotherapie sessie	ON 20 min

Water

Waterverbruik van het voor-vul system	+/- 200 L
Max. waterverbruik	297 L
Vultijd met 3.0 bar druk	+/- 15 min
Vultijd van het voor-vul system	10 min
Afvoeren van het voor-vul system	+/- 3 min 20 sec
Leeg lopen van een vol bad	+/- 5 min
Digitale temperatuurweergave	0° à 55° C
Nauwkeurigheid van de temperatuurweergave	1° C







www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel 013 5239300, Fax 013 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel (0032) 03/870.51.60, Fax (0032) 03/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

