



Altijd de perfecte Match

Altijd de perfecte Match

De tijd van twee volledig op zichzelf staande producten, willekeurig gecombineerd, is voorbij. Wij vinden dat een unieke, gebruikersspecifieke zitondersteuning gedragen moet worden door een waardig onderstel. Waarbij de doordachte combinatie van onderstel en geselecteerde zitorthese samen een eenheid vormt én crashtest safe is. Dàt is de Match met zitorthese.

Voor de ontwikkeling van de Match is Life & Mobility in de huid gekropen van alle potentiële gebruikers. Dit betreft familieleden van de inzittende, zorgprofessionals, verzorgenden, taxichauffeurs, orthesebouwers en natuurlijk de inzittende zelf: Marit.

We hebben ons werkelijk alle mogelijke gebruiksscenario's voorgesteld en alle mogelijke gebruikersbehoeften- en ervaringen meegenomen in het ontwerp. Een zorgprofessional of ouder wil niet afhankelijk zijn van een monteur om verstellingen te kunnen doen. Een fysiotherapeut wil zelf 's avonds ook zonder rugpijn onder de wol. En een zorghond wil dicht bij zijn baasje kunnen komen zonder over de tenen gereden te worden. Ja, we zijn heel ver gegaan.


Met de Match zorgen we dat we niet alleen Marit, maar ook iedereen die haar met veel zorg omringt op de beste wijze ondersteunen. Een oplossing vanuit ieders perspectief!





Je voelt dat het goed zit

Het realiseren van de perfecte Match begint al bij de orthesebouwer. Die geeft de zitorthese op dusdanige wijze vorm, dat deze volmaakt aansluit op de vormen van een uniek lichaam. Het onderstel wordt daarna op alle mogelijke manieren persoonlijk ingesteld, zodat deze optimaal aansluit op de gebruiker. Wat rest is beleving.



1. Instelbare spoorbreedte voorwielen; voeten en benen hebben alle ruimte.
2. Groot zithoogtebereik; met keuze uit vier zithoogtekolommen altijd de juiste zithoogte (min. 30 cm, max. 60 cm).

Volledig in balans

Het realiseren van een langdurig comfortabele zithouding is een spel met de zwaartekracht. Een spel dat nooit een gevecht mag worden. Daarom is de Match ontwikkeld. Om altijd de juiste zitstabiliteit - en dus het juiste evenwicht - te bieden. Een evenwicht dat meetbaar en reproduceerbaar is, zodat discomfort voorkomen kan worden.

Een zithouding wordt als passend en comfortabel ervaren als deze ondersteunt in het kunnen uitvoeren van gewenste activiteiten. Wanneer de juiste zithoek bijvoorbeeld sociale interactie met de omgeving mogelijk maakt. Een omgeving die je door de juiste zithoogte en kijkrichting kunt overzien. Een omgeving waar je bij wilt horen.




1. Maximale zithoekverkanteling met minimale hoogteverplaatsing van de knieën.
- 2/3. Instelbare zithoekindicator en begrenzing zithoekverkanteling; altijd de juiste (en reproduceerbare) zithoek voor een specifieke gebruiker.



Stabiel en wendbaar

Zorg is mensenwerk. Wij denken daarbij niet alleen aan de inzittende, maar ook aan de mensen die hem of haar met veel zorg omringen: familieleden, zorgprofessionals, verzorgenden en taxichauffeurs. Het voortduwen ván mensen in alle soorten en maten, dóór mensen in alle soorten en maten, vraagt om een stabiel en wendbaar onderstel dat licht rijdt.

Het instellen van de juiste spoorbreedte en wielbasis zorgt voor een stabiele basis. Op de Match kan vervolgens het balanspunt van de inzittende ingesteld worden ten opzichte van de wielbasis, zonder dat de geboden zitondersteuning verandert. Dat rijdt wel zo licht! Door de duwhandvatten tot slot met één handbeweging op de juiste hoogte te zetten is optimaal rijgemak gegarandeerd.





1. Instelbaar balanspunt; onafhankelijk in te stellen t.o.v. de geboden ondersteuning.
2. Eenvoudig verstelbaar duwhandvat; altijd een ergonomische duwhouding.
3. Geïntegreerde dompsteunen; drempels worden met gemak overwonnen.



Kleine ruimte, grootse vrijheid

Vooraf bij transfers in een kleine ruimte komt de Match - door de toegankelijk bedienbare rempedalen, de uitneembare hoofdsteen en het open karakter van het frame - volledig tot zijn recht. Een tillift vindt makkelijk zijn weg onder het open frame. De gekoppelde rempedalen zetten het onderstel vanuit iedere positie stevig op zijn plaats. En door de uitgebalanceerde constructie is de orthese zowel met als zonder inzittende eenvoudig in zithoek te verstellen. Klaar voor een gemakkelijke, veilige transfer.



1. Centraal gekoppeld remsysteem; vanuit iedere positie eenvoudig op de rem.
2. Transfer belemmerende accessoires zoals de hoofdsteen zijn eenvoudig uitneembaar en terug te plaatsen in de individuele uitgangspositie.
3. Zithoekverkanteling: licht bedienbaar, met én zonder inzittende.





Een betrouwbaar duo

Het gevoel van stabiliteit en veiligheid dat de Match biedt, houdt niet op bij de voordeur. De Match is bij introductie het enige onderstel dat in combinatie met geselecteerde zitortheses voorzien is van CE-markering en in combinatie met een hoofdsteen crashtest safe bevonden is conform de ISO 7176-19:2008 norm. Samen met de orthesebouwers is een convenant opgesteld waarin exact vastgelegd is hoe een CE gemarkeerde en crashtest safe Match-orthese combinatie gerealiseerd kan worden. Zo zijn de geselecteerde ortheses vervaardigd volgens een gestandaardiseerd productieproces en met orthese-specifieke montagesystemen gemonteerd. Met de Match is de inzittende dan ook veilig te vervoeren in een taxibus. Wel zo prettig, want een transfer naar een gewone autostoel is vaak onmogelijk.



1. Een orthese-specifiek montagesysteem aan de rugbuis.
2. Een orthese-specifiek gatenpatroon in de montageplaat.
3. Crashtest safe combinatie van onderstel en geselecteerde zitorthese.
4. Veilig vervoer dankzij stevige taxihaken voor bevestiging in de taxibus.

Ergonomisch verantwoorde duwhouding

Persoonlijke & reproduceerbare zithoek

Instelbare zithoekbegrenzing

Instelbare positie van het balanspunt

Eenvoudig & licht
verstelbare zithoek

I.c.m. geselecteerde orthese
CE gemarkeerd & crashtest safe

Groot zithoogtebereik

Eenvoudig te bedienen rem

Vrijheid in voet- en beenpositionering



De best passende oplossing



CE gemarkeerd & crashtest safe

De combinatie van de Match met een aantal geselecteerde zitortheses is CE gemarkeerd en crashtest safe. De geselecteerde ortheses zijn geproduceerd volgens een gestandaardiseerd productieproces en met orthese-specifieke montagesystemen gemonteerd. De combinatie garandeert veilig transport.



Groot zithoogtebereik

De gebruiker kan altijd op een juiste hoogte gepositioneerd worden in zijn / haar omgeving. Het grote zithoogtebereik begint al vanaf 30 cm, waardoor ook een zeer lage positie mogelijk is. De schuine zithoogteverstelling zorgt ervoor dat het balanspunt altijd op een veilige positie blijft.



Instelbare positie van het balanspunt

Het balanspunt kan onafhankelijk van de geboden zitondersteuning ingesteld worden. Dit zorgt ervoor dat de Match altijd stabiel is voor de inzittende en de begeleider de stoel met minimale duwkracht maximaal kan manoeuvreren.



Persoonlijke & reproduceerbare zithoek

Altijd gegarandeerd van de juiste zithoek voor een specifieke inzittende en activiteit, dankzij de begrenzing van het zithoekverkantelingsbereik en de duidelijke zithoekindicator met instelbare gebruikerszithoek(en).




Vrijheid in been- en voetpositionering

Vrijheid in het positioneren van de benen en voeten van de gebruiker, dankzij de verstelbare spoorbreedte van de voorwielen.



Eenvoudig & licht verstelbare zithoek

Dankzij de uitgebalanceerde constructie is de stoel zowel met als zonder inzittende eenvoudig te verkantelen.



Eenvoudig te bedienen rem

Het gekoppelde remsysteem is eenvoudig vanuit verschillende posities te bedienen.




Ergonomisch verantwoorde duwhouding

De hoogte van de duwhandvatten is naar wens te verstellen. Zo heeft de begeleider altijd een ergonomisch verantwoorde duwhouding.

Perfekte samenwerking

Deze brochure was niet tot stand gekomen zonder de gastvrijheid van Fatima Zorg en restaurant het Borghuis in Doetinchem. Twee organisaties die veel raakvlakken hebben met onze doelgroep. Twee met zorg gekozen locaties, waar we goed konden laten zien wat de Match voor al haar gebruikers kan betekenen.



Het Borghuis is rond de eeuwwisseling gestart als beschutte werkomgeving voor mensen met een beperking en psychiatrische achtergrond. Het Borghuis werkt met een hecht team van vaste medewerkers dat verantwoordelijk is voor de supervisie en dagelijkse gang van zaken, ondersteund door meerdere vrijwilligers.



Fatima Zorg kent de mogelijkheden en complexe problemen van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke handicap als geen ander. Ze zijn niet voor niets experts in wonen, dagbesteding, behandeling en begeleiding. Geduldig en creatief zoeken specialisten naar kansen binnen beperkingen. Omdat ook de

kleinste mogelijkheid een wereld van verschil kan maken. Zeker als je afhankelijk bent van anderen. Dat vindt Fatima Zorg heel gewoon, maar het resultaat is altijd bijzonder.





Vooruitgang met Life & Mobility

Mobiliteit is een must. Zeker voor mensen met een functiebeperking is mobiliteit belangrijk om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Als professional zie je elke dag om je heen wat dit betekent voor de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde van cliënten.

Life & Mobility is een Nederlandse zelscheppende, innoverende producent van rolstoelen en scootmobielen. Al onze activiteiten zijn erop gericht om mensen met een functiebeperking binnen hun mogelijkheden te laten participeren in het maatschappelijk leven. Voor hen willen we grenzen verleggen.

De markt waarin we ons bewegen ontwikkelt zich voortdurend. Met eigen research en ontwikkeling spelen we daar adequaat op in. Voor de ontwikkeling van onze producten werken we tevens nauw samen met partners in diverse geledingen van de zorgketen.

Als zorgprofessional wil je cliënten de beste oplossing kunnen bieden. Daarom zeggen we: **INSPIRED BY LIFE** 



Dealer