

# Empulse R20

## Compatibiliteitsoverzicht



| Rolstoel Merk / Model             | Aankoppelen | Rolstoel Merk / Model            | Aankoppelen |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Sunrise Medical</b>            |             | <b>Meyra</b>                     |             |
| Breezy UniX <sup>2</sup>          | <b>B</b>    | Service 3.600                    | <b>B</b>    |
| Breezy PariX <sup>2</sup>         | <b>B</b>    | Budget                           | <b>B</b>    |
| Breezy BasiX <sup>2</sup>         | <b>B</b>    | Avanti                           | <b>B</b>    |
| Breezy BasiX <sup>2</sup> PLus    | <b>B</b>    | Avanti Pro                       | <b>B</b>    |
| Breezy RubiX <sup>2</sup>         | <b>B</b>    | Solero light                     | <b>B</b>    |
| Breezy RubiX <sup>2</sup> Plus    | <b>B</b>    | S3 Swing                         | <b>B</b>    |
| Breezy HeliX <sup>2</sup>         | <b>B</b>    | Eurochair family                 | <b>B</b>    |
| Breezy HeliX <sup>2</sup> Comfort | <b>B</b>    | Smart F & S                      | <b>B</b>    |
| Breezy RelaX <sup>2</sup>         | <b>B</b>    | <b>Invacare*</b>                 |             |
| Breezy Cirrus G5                  | <b>B</b>    | Rea Clematis                     | <b>B</b>    |
| Breezy Cirrus G5 Onderstel        | <b>B</b>    | Rea Azalea Family                | <b>B</b>    |
| Breezy Ibis                       | <b>C</b>    | Rea Dahlia                       | <b>B</b>    |
| Breezy Emineo                     | <b>B</b>    | Action 1 / 2 / 3 / 4 / 5         | <b>B</b>    |
| Breezy Exigo 10 / 20 / 30         | <b>B</b>    | Action XT                        | <b>B</b>    |
| Breezy 250                        | <b>B</b>    | Rea Focus                        | <b>B</b>    |
| Breezy 300                        | <b>B</b>    | XLT                              | <b>B</b>    |
| Quickie Life                      | <b>A/B</b>  | <b>Drive</b>                     |             |
| Quickie Life i                    | <b>A/B</b>  | Litec / Litec 2G / Litec 2G Plus | <b>B</b>    |
| Quickie Life T                    | <b>A/B</b>  | Fretec                           | <b>B</b>    |
| Quickie Life R                    | <b>A/B</b>  | Ecotec / Ecotec 2G               | <b>B</b>    |
| Quickie Life RT                   | <b>A/B</b>  | <b>Vassilli</b>                  |             |
| Quickie Easy 200                  | <b>A/B</b>  | VARIO PLus                       | <b>B</b>    |
| Quickie Easy 300                  | <b>A/B</b>  |                                  |             |
| Quickie Neon <sup>2</sup>         | <b>B</b>    |                                  |             |
| Zippie Youngster                  | <b>B</b>    |                                  |             |
|                                   |             |                                  |             |
|                                   |             |                                  |             |
|                                   |             |                                  |             |
|                                   |             |                                  |             |

Opmerking: de bovenstaande lijst is een indicatie van rolstoelmodellen waarop de R20 gemonteerd kan worden. Echter het bouwjaar, de vorm van het frame, de verbindingstangen tussen de zijframes en eventuele accessoires, zijn van invloed. Daarom is het belangrijk om het te proberen en te testen om 100% zekerheid te krijgen! Of vraag de leverancier om advies. Het compatibiliteitsoverzicht toont alleen rolstoelen met een ondertekend convenant. Op de volgende pagina staat informatie m.b.t. het aankoppelen.

\*Alleen met trommelrem

# Empulse R20

## Aankoppelen -informatie

De R20 opvouwbare duwondersteuning past op elke manuele rolstoel met volgende specificaties:

**Box frame** of een ander frame met ronde buizen met een diameter tussen 22-28 mm. Voor een framebuisdiameter van 30 mm kan een speciale kit besteld worden.

**Zitbreedte** 320 - 600 mm

**Zithoogte achter** > 380 mm

**Verlengde of in hoogte verstelbare duwhandvatten** om het bedieningspaneel te bevestigen - vrije ruimte minimaal 10 mm.



**A** Schroefversie:

Vereist een bestaand horizontaal gat in de framebuis. Deze wordt over het algemeen gebruikt bij de actief rolstoelen van Sunrise Medical (Easy 200/300, Life, Life i, Life T, Life R, Life RT). Bij de rolstoelen van de X-family (PariX<sup>2</sup>, BasiX<sup>2</sup>, BasiX<sup>2</sup> Plus, RubiX<sup>2</sup>, RubiX<sup>2</sup> Plus, HeliX<sup>2</sup> & HeliX<sup>2</sup> Comfort), vervang enkel de kruisframeklem.



**B** Klemversie:

Wordt vastgeklemd aan de onderste framebuis. Over het algemeen toegepast bij alle handbewogen rolstoelen behalve de Breezy Ibis en de actief rolstoelen. Standaard bij bijvoorbeeld de rolstoelen van de X-family.



**C** Klemversie voor de Breezy Ibis:

Wordt vastgeklemd aan het midden van de onderste framebuis.