

Productfiche

Glijdlaken



Een glijdlaken onder de patiënt vermindert aanzienlijk de wrijvingsweerstand bij een transfer. De patiënt kan zo gemakkelijk in bed vergleden worden i.p.v. hem op te tillen. Dit zowel voor hogerop brengen, in wisselhouding leggen of voor algemene positionering.

Transfers op deze manier uitgevoerd verminderen de fysieke belasting voor de hulpverlener en verhogen het comfort voor de patiënt.

SatinSheet

De SatinSheet is een 2 delig 'in bedsysteem' voor het draaien en positioneren van patiënten in bed.

De SatinSheet blijft in bed onder de patiënt, het steeds plaatsen, wegnemen en herplaatsen is dus niet nodig.

Bestaat uit 2 delen, het onderste deel komt op de matras (basislaken) en is vervaardigd met een gladde strook in satijn, het bovenste laken (steeklaken) is tevens aan de onderzijde in satijn en aan de bovenkant uit 60% katoen en 40% polyester. Het steeklaken komt in een versie voor enkel het draaien van de patiënt (2D) of voor het positioneren in 4 richtingen in bed (4D).

Van het basislaken bestaan er verschillende formaten. De SatinSheet wordt steeds aangeboden in verschillende combinaties (zie referenties).



Referenties:

Referentie	Omschrijving
SSIM4207S	SatinSheet Set Basislaken + Treklaken 4Direction
SSIM4208S	SatinSheet Set Basislaken 4 elast. + Treklaken 2D
SSIM4211S	SatinSheet Set Basisl 4 elast. + Treklaken 4D Midi
SSIM4212S	SatinSheet Set Basisl 4 elast. + Treklaken 4D Maxi
SSIM4119S	SatinSheet 2Direction Basislaken midi - small
SSIM4181S	SatinSheet 2Direction Basislaken maxi - small
SSIM4107S	SatinSheet 2Direction Basislaken 4 hoekelastieken
SSIM4118S	SatinSheet Treklaken 2Direction - midi
SSIM4115S	SatinSheet Treklaken 4Direction - midi
SSIM4121S	SatinSheet Treklaken 4Direction - maxi
SSIM4140SH	SatinSheet Treklaken 4Direction incontinentie-midi
SSIM4117S	SatinSheet Kussensloop

Troeven:

- . Hogerop brengen, wisselhouding of een transfer in en uit het bed
- . Ook voor autonoom gebruik (zonder zorgverlener)
- . Uniek materiaal, lage wrijving bij laterale beweging maar hoge wrijving om onderuit zakken in bed tegen te gaan
- . De strepen op het steeklaken duiden de transferrichtingen aan
- . Max 200 kg

. Wastemperatuur 80°

Specificaties:

max. 200 kg

Stof: 60% katoen/40% polyester

Satijn: Polyester

Wasbaar op 80°C, geen wasverzachter of bleek