



ALL COURT



DE SPECIALIST IN DRIBBELEN EN REBOUNDS

De All Court kan afgesteld worden voor verschillende handicaps, speelposities en speelniveaus. Met de speciaal ontworpen bumperbescherming is je basketbalrolstoel klaar voor het snelle en agressieve spel. Door de positioneringsgordel zit je stevig in je All Court en zorgt het ervoor dat je één bent met je rolstoel.



// ANTI-TIP SPORTSTYLE

Je hebt de mogelijkheid om een anti-tip systeem (enkel of dubbel) te hebben die vastgelast zit aan het frame.



// HAAL HET UITERSTE UIT JE ALL COURT!

De All Court is eenvoudig naar jouw persoonlijke wensen in te stellen. Er zijn verschillende soorten achterwielen (Heat Treated, Spingergy en universeel) die je in 16° of 20° camber kan laten zetten voor een betere wendbaarheid. Wil je nog steviger in je rolstoel zitten tijdens een game, dan heb je de mogelijkheid om je bovenlichaam te fixeren met een borstgordel en je bovenbenen kan je samenhouden met de speciale bovenbeenfixatiegordel met klittenband!

Naast de aluminium All Court is deze basketbalrolstoel ook beschikbaar met een titanium zitframe.

Stel jouw All Court samen en wees klaar voor de wedstrijd!



// JE BENT ÉÉN MET JE ALL COURT PRO

Het is belangrijk dat je één bent met je (sport)rolstoel, zodat de bewegingen van je lichaam meteen worden opgepikt, zonder dat het extra veel moeite kost. Daarom is de All Court TI ideaal voor topsport. Bij deze sportrolstoel wordt het frame helemaal op jou aangepast en vastgelast, zodat je snel en wendbaar bent en kan genieten van het spel.



// BESCHERMINGSBEUGEL

Een stevige beschermingsbeugel voor het ruwe spel tijdens de wedstrijd en om de harde klappen op te vangen.

TECHNISCHE GEGEVENS

All Court en All Court TI

Zitbreedte:	305 - 508 mm	Rughoekinstelling:	0° - 8°
Zitdiepte:	254 - 508 mm	Framelengte:	375 - 525 mm
Zithoogte - voor:	406 - 533 mm	Camber:	16° of 20°
Zithoogte - achter:	330 - 533 mm	Gewicht vanaf*:	9,8 kg
Rughoogte:	229 - 508 mm	Maximale gebruikersgewicht:	113 kg

Diverse metaalkleuren voor het frame en ruim assortiment aan functionele opties en accessoires.

Raadpleeg het bestelformulier voor nadere informatie over de volledige specificaties, opties en accessoires. Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Neem voor eventuele vragen contact op met Sunrise Medical.
Voor slechtzienden is dit document ook in PDF-indeling beschikbaar op www.SunriseMedical.eu.

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren.



www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.be