

**PERFECT VOOR GEBRUIKERS MET RUGPIJN IN HANDBEWOGEN ROLSTOEL**


Op basis van de Vicair luchttechnologie voor comfort, ondersteuning en het herverdelen van druk



Combineer met de gemakkelijk te installeren Vicair Strap back, voor positioneren en balans


**Eenvoudig te bevestigen aan standaard (vouwbare) rolstoel**
**Automatische aanpassing aan veranderingen, ook bij verstelbare rugleuningen**
**Perfect voor gebruikers met rugpijn**

Het Vicair Liberty back kussen verandert je rolstoelrugleuning van standaard naar zeer comfortabel. Gecombineerd met de Vicair Strap back biedt het kussen perfecte pijnverlichting. Afwijkingen in zithouding en/of anatomie worden gevolgd en zachtjes ondersteund. Dit extreem lichtgewicht rugkussen is gemakkelijk in transport, ook omdat de rolstoel eenvoudigweg kan worden gevouwen met de Liberty back er nog op. Een gemakkelijke oplossing die voor comfort en ondersteuning zorgt.

**PRODUCT PERFORMANCE**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Huidbescherming / Antidecubitus | ▲▲▲▲△ |
| Herverdeling druk               | ▲▲▲▲△ |
| Vermindering schuifkrachten     | ▲▲▲▲△ |
| Microklimaatbeheersing          | ▲▲▲▲△ |
| Schok- en trildemping           | ▲▲▲▲△ |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Positioneren</b>         | ▲▲▲▲△ |
| Laterale stabiliteit        | ▲▲▲▲△ |
| Frontale stabiliteit        | △△△△△ |
| Beperkt onderuit schuiven   | ▲▲▲▲△ |
| Manuele aanpassing mogelijk | ▲▲▲▲△ |
| Transfer-gemak              | ▲▲▲▲△ |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>Onderhoud &amp; Veiligheid</b>  | ▲▲▲▲△ |
| Duurzaamheid                       | ▲▲▲▲△ |
| Betrouwbaarheid                    | ▲▲▲▲△ |
| Functiebehoud bij verkeerd gebruik | ▲▲▲▲△ |
| Onderhoudsarm                      | ▲▲▲▲△ |
| Hygiëne                            | ▲▲▲▲△ |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Functionaliteit &amp; Toepassing</b> | ▲▲▲▲△  |
| Comfort                                 | ▲▲▲▲△  |
| Laag kussengewicht                      | ▲▲▲▲△  |
| Beschikbare maten                       | ▲▲▲▲△  |
| Maximum gebruikersgewicht               | ▲▲▲▲△  |
| Lage zithoogte                          | n.v.t. |
| Automatische aanpassing                 | ▲▲▲▲△  |

**TE GEBRUIKEN BIJ**

Scoliose, Kyfose, Lordose, Gibbus, pijnverlichting

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Lengte                 | 45 cm    |
| Gemiddeld gewicht      | 350 gram |
| Max. gebruikersgewicht | 150 kg   |
| Zitdieptevermindering  | 3 cm     |

**KUSSENMATEN**

Verkrijgbaar in 3 maten. Genoemde cm/ inches is de min-max afstand tussen de rolstoelrugbuizen.

|       | cm    | inches   |
|-------|-------|----------|
| LBS/1 | 36-40 | 14¼ - 16 |
| LBS/2 | 40-44 | 16 - 17½ |
| LBS/3 | 44-48 | 17½ - 19 |