


Zetelgordel C €

*Gordel om te vermijden dat personen onderuit zakken of voorover vallen in stoel of zetel.
Deze zijn uitgewerkt in een aangenaam materiaal en zijn vlot wasbaar.
Kwaliteit 1065 : Ademend, vochtwerend en brandvertragend anti-scheur materiaal.*



Md 31920 D^{TS}

Zetelgordel met extra rits voor het aanbrengen van een schootdekentje, verhindert onderuit zakken, één maat, sluiting op de rug van de zetel d.m.v. een gesp die met 2 handen moet geopend worden.

Md 31920 DC^{TS}

Schootdekentje in microfleece, afmetingen 80/85 cm, afritsbaar.

Md 31920 DB^{TS}: Schootdekentje in kwal. 1010 afm. 80/85 cm, afritsbaar.

Doel :

- voorkomen dat de patiënt onderuitzakt in de rolstoel of zorgzetel
- steun geven zodat de patiënt een goede zithouding kan aannemen
- verhogen van de veiligheid van de patiënt en voorkomen dat hij valt door het immobiliseren in de rolstoel of zorgzetel.
- Te gebruiken voor mentaal verwarde personen, die niet agressief zijn.

Kwaliteit : 1065, blijvend brandvertragend, ademend materiaal,
Wasbaar op 60°C en droogkastbestendig. Korte droogtijd op lage temperatuur.

Wasvoorschrift van kwaliteit 1010 en 1065 :

1. Wassen Separaat wassen op 60°C met weinig wasmiddel.
2. Spoelen GEEN WASVERZACHTER gebruiken.
3. Drogen Zeer kort op lage temperatuur in de droger of gewoon drogen.
Niet samen drogen met vochtvasthoudend textiel (zoals katoen....).