

ZIPPIE VOYAGE

GA SAMEN
GROEI SAMEN



MODERN, EENVOUDIG IN GEBRUIK, HET BESTE VOOR HET KIND



De Zippie Voyage combineert een lichtgewicht, eenvoudig opvouwbaar onderstel met het veelzijdige meegroeibare Zippie's zitsysteem en een ruime keuze aan praktische accessoires. Het resultaat is een intuïtieve buggy die eenvoudig is in gebruik en de beste zitondersteuning biedt aan het kind.

// ZONNEKAP MET EEN KIJKVENSTER-

Zorgt ervoor dat het kind in de schaduw blijft tijdens een zonnige dag. U blijft zicht houden op het kind via het kijkvenster.

// VEEL OPBERGRUIMTE

In het bagagenet kan eenvoudig 7 kg bagage meegenomen worden.

// GEVEERDE ZWENKWIELEN MET BLOKKEERMOGELIJKHEID

Manoeuvreeer over en rond obstakels terwijl het kind rustig, veilig en comfortabel zit. Tijdens lange wandelingen rechtdoor kan het zwenken van de voorwielen geblokkeerd worden voor meer duwcomfort.

// IN HOEK VERSTELBARE DUWBEUGEL

De makkelijk in hoek en hoogte instelbare duwbeugel maakt het duwen van de buggy met één hand én voor grote en kleine begeleiders mogelijk.

// MODERN UITERLIJK

Het onderstel met zijn strakke vormgeving en lichtgewicht ontwerp is speciaal ontworpen voor het Zippie Voyage zitsysteem.

// VOETBEDIENDEPARKEERREM

Houd de handen vrij! Zet de Voyage op de rem met een eenvoudige beweging van de voet.

// SOFT MASSIEVE WIELEN

Een leuke band is verleden tijd met de comfortabele soft massieve wielen.





// VOORWAARTSE (ANTERIOR) KANTELING

Een voorwaartse kanteling kan helpen bij het aanmoedigen van ontwikkelingen zoals handen naar de mond brengen, reiken naar objecten of actief meedoen met activiteiten.

// ACHTERWAARTSE (POSTERIOR) KANTEL- EN RUGHOEKVERSTELLING

Het verstellen van de rug- en zithoek naar achteren verbetert de houding en kan helpen bij het eten, de spijsvertering, ademhaling en visuele oriëntatie.

// IN HOOGTE EN HOEK VERSTELBARE VOETENSTEUN

De verstelbare voetensteun groeit mee met het kind en kan versteld worden voor verschillende activiteiten en ondersteuningsbehoeften gedurende de dag.



// EENVOUDIGE VERSTELMECHANISMEN

Het verstellen van de rug- en zithoek gebeurt door de eenvoudig hanteerbare bedieningshendel.



EEN MEEGROEIBAAR ZITSYSTEEM VOOR KINDEREN!

De buggy die mee- en vooruitdenkt en alle mogelijkheden open laat voor een groeiend kind. De Zippie Voyage biedt de juiste zitondersteuning vanaf de babytijd tot aan de kleuterjaren dankzij het meegroeibare zitsysteem en de vele mogelijke positioneringsaccessoires.

// JAY HEUPGORDELS

// ABDUCTIEKLOS

In 2 verschillende maten beschikbaar

// VOETENSTEUN

In hoogte en hoek instelbaar met optioneel voetfixatie of voetenbakjes

// HOOFDONDERSTEUNING

In hoogte en breedte instelbaar

// JAY BORSTFIXATIE

// EENVOUDIGE KANTELVERSTELLING

Kantel eenvoudig voorover of achterover, afhankelijk van de positioneringsbehoefte

// RUGLEUNING

In hoek instelbaar

// LATERALE ONDERSTEUNING

In breedte instelbaar

// HEUPSTEUNEN

In breedte instelbaar



EENVOUDIGE BEDIENING VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

In één eenvoudige beweging is de zitting op het onderstel te plaatsen. Dit maakt het vervoeren van de Zippie Voyage zeer eenvoudig en zorgt ervoor dat hij zelfs past in een kleine auto.



// INTUITIEF OPVOUW MECHANISME

Op te vouwen tot een zeer compact pakket door het eenvoudig bereikbare inklapmechanisme (2 knopjes bij de duwhandvatten).

// SLIDE-N-LOCK ZIT ADAPTER

Verwijderen en monteren van de zitting is zeer eenvoudig met de SLIDE-N-LOCK zit adapter. De rails geleidt de zitting in de juiste positie en een hoorbare klik duidt erop dat de zitting veilig gemonteerd is.



// KIJKRICHTING EENVOUDIG OMDRAAIBAAR

Pas de kijkrichting eenvoudig naar voren of achteren aan zodat het kind de wereld kan ontdekken.



HET LEVEN IS KLEURRIJK!

De Zippie Voyage heeft al een modern ontwerp en met de keuze uit 4 verschillende kleuren is het plaatje compleet.



ACCESSOIRES

De Zippie Voyage biedt alle flexibiliteit door vele opties en accessoires om dagelijkse taken te vereenvoudigen.



// GRIJPSTANG

De grijpstang zorgt ervoor dat het kind veilig en comfortabel iets vast kan houden tijdens de wandeling.



// BEKERHOUDER

Voor een flesje water of een beker koffie onderweg. De bekerhouder zal altijd horizontaal blijven om morsen tegen te gaan.



// ACCESSOIRE PLAAT

Kan gebruikt worden voor het monteren van extra materiaal dat meegenomen moet worden.



// WERKBLAD

Het werkblad is beschikbaar in grijs of in plexiglas (doorzichtig). Beide varianten zijn in hoogte en diepte in te stellen.



// BEVESTIGINGSHAAK

Deze haak zorgt ervoor dat u eenvoudig meerdere tassen kwijt kan aan de duwbeugel. Hij is eenvoudig te monteren door middel van klittenband.



// HORIZONTALE PLAAT ONDER FRAME

Deze horizontale plaat geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld medisch apparatuur veilig te monteren. De maximale belastbaarheid is 23 kg.



// HORIZONTALE PLAAT VOORZIJDE

Deze plaat geeft de mogelijkheid om benodigdheden die snel toegankelijk moeten zijn veilig te monteren.



// VOETFIXATIE

Het veilig fixeren van de voeten zorgt ervoor dat de volledige houding verbetert.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Zippie Voyage			
Max. gebruikersgewicht:	34 kg	Draaircel:	1780 mm
Zitbreedte:	155-300* mm (excl. bekleding)	Max. hellingshoek:	9° (voor gebruik parkeerrem)
Zitdiepte:	200 – 330 mm (excl. bekleding)	Achterwiel:	12" semi massief
Onderbeenlengte:	155 – 310 mm	Voorwiel:	8"
Rughoogte:	410 – 610 mm (excl. bekleding)	Gewicht zitting:	9,8 kg
Rughoekverstelling:	80° to 180°	Gewicht basis:	12,7 kg
Zithoek:	35° (-5° to 30°)	Verwijderbare delen:	Zitgedeelte en wielen - Alleen voor transport
Zithoogte:	575 – 640 mm (3 posities mogelijk: 575 / 600 / 640 mm)	Kleuropties:	4 kleuren. blauw, rood, beige, grijs.
Totale breedte:	615 mm	Frame materiaal:	Aluminium
Totale lengte	1100 mm	Crash test:	ja, getest in combinatie met transporthulpset volgens ISO 7176-19
Totale hoogte:	810 – 1220 mm	Transport:	Bevestig het product op een veilige manier
Totale lengte ingeklapt:	800 mm		
Totale hoogte ingeklapt:	310 mm		

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij U naar het orderformulier.
 Alle informatie is onder voorbehoud van typfouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.
 De Zippie Voyage uitgerust met transporthulpset is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19

* zitbreedte 155 mm - 240 mm alleen mogelijk met verkleiners.



www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.be