

POSITIONERINGSKUSSENS

De kussens maken integraal deel uit van de zorgen die aan liggende patiënten worden verstrekt.

De positioneringskussens zijn aangepast aan elke situatie en beschikken over therapeutische en profylactische eigenschappen. Ze stabiliseren de positie van de patiënt en voorkomen ongemakken die het resultaat zijn van een langdurige liggende positie (irritaties, doorligwonden, pijn, verstraming...). Omdat ze deel gaan uitmaken van het bed van de patiënt verbeteren ze zijn lichamelijke en mentale comfort. Bij een zittende positie van 90° kan de druk op het heiligbeen groter worden. Daarom geeft men de voorkeur aan een halfzittende positie, ondersteund door de juiste kussens.

De microkorrels van polystyreen met een kleine granulometrie waaruit de RENOL kussens (voor gebruik in bed) zijn samengesteld, garanderen een constante verdeling van de druk en verlichten dus ook de steunpunten. Het opvulmateriaal past zich aan de morfologische vormen van elke gebruiker aan en verzekert zo een aangepaste en sterke ondersteuning van elk deel van het lichaam. Het omhulsel is van PU «**RENOL MED**» of katoen «**RENOL HOME**». De afneembare overtrekken zijn verkrijgbaar in katoen «**RENOL COTTON**».



CERVICAL «**RENOL MED / RENOL HOME**»

RCB52300 «RENOL MED» head Ø22- L115 cm pc


RCB52333 «RENOL HOME» head Ø22- L115 cm pc

Dit model verlicht de halswervels dankzij de vermindering van de druk op de wervels. De rollende microkorrels verzekeren een optimale relaxatie en voorkomen pijn in de nek. Oppervlakkige reiniging.

COVER CERVICAL «**RENOL SENSITIVE / RENOL PU**»

RCB52377 «RENOL SENSITIVE» One size pc

Overtrek in katoen. Wasbaar in de machine.



DESIGN




PILLOW RENOL MOON «**RENOL MED / RENOL HOME**»

RCM35200 «RENOL MED» head Ø30- L130 cm pc

RCM35233 «RENOL HOME» head Ø30- L130 cm pc

Dit halvemaaankussen biedt een optimale ondersteuning van hals en hoofd. Het past zich voortdurend aan de bewegingen tijdens de slaap aan dankzij de polystyreenkorrels met een kleine granulometrie, die rollend een weergaloos massagevoel geven. Kan ook in zittende positie gebruikt worden. Dit artikel is verkrijgbaar met PU-hoes (RCB35200) of katoenen hoes (RCB35233). Oppervlakkige reiniging.




DESIGN

COVER MOON «**RENOL COTTON**»

RCM35277 «RENOL SENSITIVE» One size pc

Overtrek in katoen. Wasbaar in de machine.



DESIGN

POSITIONER «RENOL MED / RENOL HOME»

RCM11100 «RENOL MED» **body Ø25- head Ø34- L180**
 cm **pc**


RCM11133 «RENOL HOME» **body Ø25- head Ø34- L180**
 cm **pc**

Met dit kussen kan de nek of het hoofd gemobiliseerd worden, omdat het zich perfect aanpast aan de golving van de nekwerfels. Gebruikt in een liggende, zittende of halfzittende positie verzekert het een perfecte houding van het achterhoofd en verlicht het de druk met zijn stabiele en stevige vormende ondersteuning. De lichaamsbewegingen laten de kleine balletjes bewegen en zorgen zo voor een ongeëvenaard masserend en ontspannend gevoel. Dit kussen is aanbevolen voor bejaarde en/of bedlegerige personen. Het is echter ook bijzonder geschikt voor zwangere vrouwen: het biedt een ideale ergonomische ondersteuning van de rug of kan worden gebruikt om de buik te ondersteunen. Oppervlakkige reiniging.

COVER POSITIONER «RENOL COTTON»

RCM11188 «RENOL COTTON» **One size** **pc**

De afneembare overtrek in katoen. Wasbaar in de machine.



DESIGN

LONG POSITIONER «RENOL MED / RENOL HOME»

RCM12200 «RENOL MED» **body Ø25- head Ø34- L280**
 cm **pc**

RCM12233 «RENOL HOME» **body Ø25- head Ø34 - L280**
 cm **pc**

Dit kussen past zich volledig aan de lichaamsvormen aan en leent zich tot talrijke toepassingen. De microkorrels verzekeren een gemakkelijke aanpassing in elke gewenste positie: afhankelijk van het gebruik neemt het kussen de gewenste vorm aan. De LONG POSITIONER volgt de lichaamsbouw en biedt een ideale ondersteuning door te verhinderen dat de patiënt naar de kant rolt, of hij nu op zijn rug of zij ligt. Tussen de benen geplaatst, voorkomt het wrijvingen en irritaties. In zittende of halfzittende positie biedt het een comfortabele ondersteuning van de persoon tijdens het gebruik van de bovenlichaamsverhoging. Oppervlakkige reiniging.

COVER LONG POSITIONER «RENOL COTTON»

RCM12288 «RENOL COTTON» **One size** **pc**

De afneembare overtrek in katoen.

Wasbaar in de machine.

Foto RCM12383 + RCM12200



COVER SAFETY LONG POSITIONER «RENOL COTTON»

RCM12383 «RENOL COTTON» One size pc

Deze spitsvondige overtrek houdt het kussen LONG POSITIONER in zijn gebogen basisvorm. **Ook biedt hij een perfecte ondersteuning van het kussen zodat de patiënt niet naar de kant kan glijden of gemakkelijk uit het bed kan raken.** Verkrijgbaar in katoen. Wasbaar in de machine.




COMFORT «RENOL MED / RENOL HOME»

RCM14000 «RENOL MED» 9Hx38x50 cm pc

RCM14033 «RENOL HOME» 9Hx38x50 cm pc

Het COMFORT-kussen heeft een lichte helling en kan gebruikt worden met de bovenlichaamsverhoging en dus ook in halfzittende positie. Onder de dijen vermijdt het zo dat de patiënt naar het voeteneinde glijdt. Tegelijkertijd maakt dit kussen het mogelijk de buik te stabiliseren tegen de bovenlichaamsverhoging, de steunpunten beter te verdelen en de door het bovenlichaam uitgeoefend druk te verminderen. In uitgestrekte rugpositie wordt het COMFORT-kussen onder de knieën geplaatst. Omdat het de dijen op die manier licht verhoogt, verlicht het de druk op de benen. Oppervlakkige reiniging.



COVER COMFORT «RENOL COTTON»

RCM14088 «RENOL COTTON» One size pc

De overtrek in katoen. Wasbaar in de machine.




MULTI-FUNCTION «RENOL MED / RENOL HOME»

RCM15000 «RENOL MED» Ø22x80 cm pc

RCM15033 «RENOL HOME» Ø22x80 cm pc

Dankzij de microkorrels van polystyreen met hun ergonomische werking leent dit cilindervormige kussen zich tot tal van toepassingen. In uitgestrekte rugpositie ondersteunt het de patiënt ter hoogte van de buik, en verhindert het zo dat hij naar de kant rolt en tegen de bedafsluiting stoot. Het kan ook worden gebruikt tussen de benen, onder de knieën of de enkels om wrijvingen te vermijden. Geplaatst onder de knieplooi in uitgestrekte rugpositie biedt het een nogal stevige ondersteuning om een eventuele verkeerde kromming van het gewricht en pijn in die zone te voorkomen. Onder de enkels is het kussen perfect om de druk ter hoogte van de hiel te verlichten.

Oppervlakkige reiniging.



COVER MULTI-FUNCTION «RENOL COTTON»

RCM15088 «RENOL COTTON» One size pc

De afneembare overtrek in katoen.

Wasbaar in de machine.



PILLOW RENOL UNIVERSAL «RENOL MED / RENOL HOME»

RCM31100 «RENOL MED» 40x60 cm pc

RCM31133 «RENOL HOME» 40x60 cm pc

Dit halvemaaankussen biedt een optimale ondersteuning van hals en hoofd. Het past zich oortdurend aan de bewegingen tijdens de slaap aan dankzij de polystyreenkorrels met een kleine granulometrie, die rollend een weergaloos massagevoel geven. Kan ook in zittende positie gebruikt worden. Dit artikel is verkrijgbaar met PU-hoes (RCB35200) of katoenen hoes (RCB35233). Oppervlakkige reiniging.




DESIGN

COVER UNIVERSAL «RENOL COTTON»

RCM31177 «RENOL COTTON» One size pc

De afneembare overtrek in katoen.

Wasbaar in de machine.



DESIGN

ARM SUPPORT «RENOL MED / RENOL HOME»

RCM16000 «RENOL MED» H15x35x20 cm pc

RCM16033 «RENOL HOME» H15x35x20 cm pc

Dit kussen verzekert een stabiele positionering van de arm tijdens de verzorging of het slapen. De microkorrels van polystyreen bieden een stevige, maar zachte ondersteuning. Dankzij de drukvermindering en de masserende werking voorkomen de kleine balletjes verstraming en irritaties ten gevolge van de immobiliteit. De "hellende" vorm bevordert een hogere positie van de hand en stimuleert de bloedsomloop. Oppervlakkige reiniging.



COVER ARM SUPPORT «RENOL PU / RENOL COTTON»

RCM16099 «RENOL PU» One size pc

RCM16088 «RENOL COTTON» One size pc

De afneembare overtrek is verkrijgbaar in PU of in katoen. In beide gevallen is hij voorzien van een bevestigingsriem die de stabiliteit verhoogt en meer veiligheid biedt. Wasbaar in de machine.




LEG SUPPORT «RENOL MED / RENOL HOME»

RCM17000 «RENOL MED» H20x70x62 cm pc

RCM17033 «RENOL HOME» H20x70x62 cm pc

Dit orthopedische kussen biedt een stabiele en vormende ondersteuning (ergonomische werking van de balletjes) van de benen en dijen. De uitstekende verdeling van het gewicht en de steunpunten verzekert een minimale druk en garandeert zo een perfecte relaxatie van de benen. Tegelijkertijd verlicht het de wervelkolom bij discale aandoeningen. Door de bovenbenen te verhogen, zorgt de LEG SUPPORT (beenondersteuning) voor een betere bloedsomloop. Oppervlakkige reiniging.

DESIGN




COVER LEG SUPPORT «RENOL COTTON»

RCM17088 «RENOL COTTON» One size pc

De afneembare overtrek in katoen.

Wasbaar in de machine.




TRIANGLE «RENOL MED / RENOL HOME»

RCM18000 «RENOL MED» H28x30x60 cm pc

RCM18033 «RENOL HOME» H28x30x60 cm pc

Het kussen TRIANGLE is ideaal voor een goede rugpositie. Onder de dijen, het "einde" onder de knieplooiën, biedt het een comfortabele ondersteuning ter hoogte van de buik. Wanneer de benen zo in een rechte hoek liggen, wordt de rug zo gepositioneerd dat de natuurlijke holte van de ruggengraat wordt afgezwakt. Ook vermoeide of pijnlijke spieren kunnen zich zo ontspannen. Oppervlakkige reiniging.

DESIGN



COVER TRIANGLE «RENOL COTTON»

RCM18088 «RENOL COTTON» One size pc

De afneembare overtrek in katoen.

Wasbaar in de machine.



HEEL CUSHION «RENOL MED»

RCM19000 Ø20- L85cm pc

Prevents any contact between heels and mattress.

The heels are completely de-stressed, all pressure having been removed. The HEEL CUSHION attach to the mattress with the help of one buckle fastener holder properly the position of the heels. Surface cleaning.

DRAAGTAS



BAG

RCBAG111 50Hx100x50 cm pc

Deze katoenen tas werd speciaal ontworpen voor het transport van positioneringskussens voor gebruik in bed. Wasbaar in de machine.

