



Inspired by life

Productoverzicht

ROXX NEWTON

Roxx - basismodel


Mobiliteit	Binnenwerk	Standaard Vouwbaar
	Zithoogte	47 cm
	Voorwieltelescopen	Standaard
	Diameter zwenkwielen	6"
	Type zwenkwielen	Semi-massieve banden
	Diameter achterwielen	24"
	Type achterwielen	Semi-massieve banden
	Remsysteem	Standaard bandrem
	Wielplaten	Standaard wielplaten
	Positie van achterwielen	Middelste asgat

Zitondersteuning	Zitbreedte	37 cm
	Zitdiepte	44 cm (42...46 cm)
	Rugleuninghoek	A
	Zittinghoek	A
	Type rugleuning	Curve Z rugleuning
	Rugleuning breedte	37 cm
	Hoogtepositie rugleuning	Positie 2
	Type zitting	Contour zitting
	Type beensteunen	Voetsteun + hakband
	Type armlegger	PUR armlegger
	Type zijkant	Uitneembare zijkanten, gefixeerd d.m.v. schroef
	Type hoofdsteun	Geen



Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte	37 - 60 cm
ZD*	Zitdiepte	42 - 58 cm
ZH*	Zithoogte	39 - 66 cm
AH	Armleggerhoogte	18 - 27 cm (7 standen)
OL	Onderbeenlengte:	
	Voetsteun	35 - 45 cm / 42 - 57 cm / 50 - 65 cm
	Comfort beensteun	35 - 45 cm / 40 - 55 cm / 50 - 65 cm
DH	Duwhandvathoogte	Afhankelijk van zithoogte
BR	Breedte rolstoel	ZB + 23 cm**
	Breedte rolstoel + @Work hulpaandrijving	BR + 2 cm
	Breedte rolstoel + @Ease hulpaandrijving	BR + 4 cm
	Breedte rolstoel opgevouwen (inclusief wielen)	31 cm
	Breedte rolstoel opgevouwen (inclusief @Work wielen)	33 cm
	Breedte rolstoel opgevouwen (inclusief @Ease wielen)	35 cm
	Zittinghoek	12 - 20°
	Rugleuninghoek	115 - 123°
	LT-vlak hoogtepositie	15 - 23 cm
	Camberstand	2°
	Totaal gewicht	Vanaf 27 kg
	Tilgewicht	Vanaf 10 kg
	Maximaal gewicht inzittende	160 kg
	Voldoet aan	EN 12182, EN 12183, ISO 7176-19 (Crashtest safe)



* Zithoogte en zitdiepte gemeten met Curve 1 rugleuning en Contour zitting in hoek A - A; zie Newton zithoogte aanpak voor overige configuraties

** Uitgebouwde zijkanten hebben geen invloed op rolstoelbreedte



Productoverzicht

Contactgegevens

Naam dealer	_____
Contactpersoon	_____
Datum	_____
Ordernummer	_____

Model

☒	RX000000010	Roxx Newton
-------------------------------------	-------------	-------------

Zelfrijder perfect aanpasbaar door multi-instelbaar en modulair basisframe voorzien van royale trippelruimte, optimale wielbalans dankzij deelbaar ovale zijframe + koppelstukken, in hoogte verstelbare duwhandvatten, instelbare zitting- /rugleuninghoek en armleggerpositie, QR achterwielen en bandremmen, framekleur Midnight blue, stofferingskleur grijs gemeleerd en zwart, geïntegreerde trapdoppen en taxibevestiging t.b.v. 4-puntsvastzetsysteem¹.

S.v.p. aankruisen wat u wenst! Genoemde opties kunnen meer prijzen bevatten.

Mobiliteit

Hulpaandrijvingen

☐	RX200000010	@Work hulpaandrijving²
--------------------------	-------------	--

Door hoepelbediening aan te sturen programmeerbare hulpmotoren in achterwielen met luchtbanden, RVS hoepels, accu in tas achter rugleuning + bijhorende lader

Max. gebruikersgewicht

☐	RX200000020	Tot 110 kg
☐	RX200000030	110 - 130 kg ⁴

Af fabriek programmering van de aandrijving

☐	RX200000040	Standaard instelling
☐	RX200030050	Instelling voor éénhandige aandrijving links
☐	RX200040050	Instelling voor éénhandige aandrijving rechts

☐ RX200000060 Extra rijprogramma instelbaar incl. extra bedienings-schakelaar⁵

☐ RX200000070 Gecoate hoepels t.b.v. extra grip

☐ RX200000080 Spaakbeschermers³

☐ RX200180210 Semi-massieve banden

☐	RX200000090	@Ease hulpaandrijving^{2,4}
--------------------------	-------------	--

Programmeerbare hulpmotoren in achterwielen met luchtbanden, aluminium hoepels, accu in tas achter rugleuning + bijhorende lader

Max. gebruikersgewicht

☐	RX200000100	Tot 110 kg
☐	RX200000110	110 - 130 kg

Besturing

☐	RX200040120	Begeleidersbediening rechts middels drukknoppen
☐	RX200040220	Knijpbediening rechts op begeleidersbediening middels drukknoppen ³⁸

☐ RX200040130 Joystick als begeleidersbediening rechts, montage achterzijde

☐ RX200030140 Joystick gebruiker incl. wegklapbare arm links⁶

☐ RX200040140 Joystick gebruiker incl. wegklapbare arm rechts⁶

☐ RX200030150 Joystick gebruiker incl. parallel wegzwenkbare arm links^{6,35}

☐ RX200040150 Joystick gebruiker incl. parallel wegzwenkbare arm rechts^{6,35}

Af fabriek instelling en rij-eigenschappen

☐	RX200000160	Joystick soft modus
☐	RX200000170	Joystick standaard modus
☐	RX200000180	Joystick actieve modus

Achterwielen

☐	RX200000190	Spaakbeschermers ³
☐	RX200000200	Semi-massieve banden

Binnenwerk

☐	RX260000010	Vouwbaar binnenwerk
☐	RX260000020	Vast binnenwerk

Zithoogtebereik Trippel telescoop⁷

Newton Contour zitting				
		Zittinghoek A	Zittinghoek B	Zittinghoek C
5"				
☐	RX040000120	22"	39 - 46 cm	41 - 47 cm
☐	RX040000130	24"	42 - 46 cm	43 - 47 cm
6"				
☐	RX040000140	22"	42 - 48 cm	43 - 49 cm
☐	RX040000150	24"	42 - 48 cm	43 - 49 cm
☐	RX040000160	26"	48 cm	49 cm
Gewenste zithoogte cm (instelbaar in stappen van 1 cm)				

Newton Contour DEEP/XTRA zitting				
		Zittinghoek A	Zittinghoek B	Zittinghoek C
5"				
☐	RX040000170	22"	41 - 48 cm	43 - 49 cm
☐	RX040000180	24"	44 - 48 cm	45 - 49 cm
6"				
☐	RX040000190	22"	44 - 50 cm	45 - 51 cm
☐	RX040000200	24"	44 - 50 cm	45 - 51 cm
☐	RX040000210	26"	50 cm	51 cm
Gewenste zithoogte cm (instelbaar in stappen van 1 cm)				

Newton Seat Base ⁸				
		Zittinghoek A	Zittinghoek B	Zittinghoek C
5"				
☐	RX040000220	22"	36 - 42 cm	37 - 44 cm
☐	RX040000230	24"	38 - 42 cm	40 - 44 cm
6"				
☐	RX040000240	22"	38 - 45 cm	40 - 46 cm
☐	RX040000250	24"	38 - 45 cm	40 - 46 cm
☐	RX040000260	26"	44 - 45 cm	46 cm
Gewenste zithoogte cm (instelbaar in stappen van 1 cm)				

Zithoogtebereik Standaard telescoop⁷

Newton Contour zitting				
		Zittinghoek A	Zittinghoek B	Zittinghoek C
6"				
☐	RX040000270	22"	46, 48 - 52 cm	47, 49 - 54 cm
☐	RX040000280	24"	46, 48 - 55 cm	47, 49 - 57 cm
☐	RX040000290	26"	51 - 56 cm	53 - 58 cm
8"				
☐	RX040000300	22"	50 - 52 cm	52 - 54 cm
☐	RX040000310	24"	50 - 55 cm	52 - 57 cm
☐	RX040000320	26"	51 - 61 cm	53 - 62 cm
Gewenste zithoogte cm (instelbaar in stappen van 1 cm)				

Newton Contour DEEP/XTRA zitting				
		Zittinghoek A	Zittinghoek B	Zittinghoek C
6"				
☐	RX040000330	22"	48, 50 - 54 cm	49, 51 - 56 cm
☐	RX040000340	24"	48, 50 - 57 cm	49, 51 - 59 cm
☐	RX040000350	26"	53 - 58 cm	55 - 60 cm
8"				
☐	RX040000360	22"	52 - 54 cm	54 - 56 cm
☐	RX040000370	24"	52 - 57 cm	54 - 59 cm
☐	RX040000380	26"	53 - 63 cm	55 - 64 cm
Gewenste zithoogte cm (instelbaar in stappen van 1 cm)				

Newton Seat Base ⁸				
		Zittinghoek A	Zittinghoek B	Zittinghoek C
6"				
☐	RX040000390	22"	42 - 49 cm	43 - 51 cm
☐	RX040000400	24"	42 - 52 cm	43 - 53 cm
☐	RX040000410	26"	48 - 53 cm	49 - 55 cm
8"				
☐	RX040000420	22"	47 - 49 cm	48 - 51 cm
☐	RX040000430	24"	47 - 52 cm	48 - 53 cm
☐	RX040000440	26"	48 - 57 cm	49 - 59 cm
Gewenste zithoogte cm (instelbaar in stappen van 1 cm)				

Zwenkwielen

☐	RX440000010	Semi-massieve banden
☐	RX440000020	Massieve banden ⁹

Achterwielen

☐	RX370000010	Semi-massieve banden
☐	RX370000020	Luchtbanden minderprijs
☐	RX370130030	Hoepelovertrekken ¹⁰
☐	RX370130040	Transparante spaakbeschermers
☐	RX370030050	Eenhandige aandrijving links ^{10,11,12}
☐	RX370040050	Eenhandige aandrijving rechts ^{10,11,12}



Productoverzicht

Remsysteem

☐	RX070030010	Standaard bandrem links
☐	RX070040010	Standaard bandrem rechts
☐	RX070030020	Verlengde bandrem duwbediening links ³⁶
☐	RX070040020	Verlengde bandrem duwbediening rechts ³⁶
☐	RX070030090	Verlengde bandrem trekbediening links
☐	RX070040100	Verlengde bandrem trekbediening rechts
☐	RX070030030	Eenhandig bandremsysteem duwbediening links ^{13,36}
☐	RX070040030	Eenhandig bandremsysteem duwbediening rechts ^{13,36}
☐	RX070030100	Eenhandig bandremsysteem trekbediening links ¹³
☐	RX070040110	Eenhandig bandremsysteem trekbediening rechts ¹³
☐	RX070000050	Remnaven met remhendels ^{10,11,14}
☐	RX070000040	Trommelremmen bediening begeleider ^{10,11,15} + wielplaten
☐	RX070000060	Blocker remsysteem ^{10,11,16,17,18,19,20}
☐	RX070030080	Ontgrendelhendel tbv Blocker remsysteem links
☐	RX070040070	Ontgrendelhendel tbv Blocker remsysteem rechts

Wielplaten

☐	RX080000010	Standaard wielplaten, wielen in voorste ^{10,11} asgaten
☐	RX080000020	Standaard wielplaten, wielen in middelste asgaten
☐	RX080000030	Standaard wielplaten, wielen in achterste asgaten
☐	RX080000040	Verlengde wielplaten ^{4,10,11,20}

Zitondersteuning

Zitbreedte

☐	RX020000010	37 cm
☐	RX020000020	40 cm ²¹
☐	RX020000030	42 cm
☐	RX020000040	45 cm ²¹
☐	RX020000050	47 cm
☐	RX020000060	50 cm ²¹
☐	RX020000070	52 cm
☐	RX020000080	55 cm ²¹
☐	RX020000090	57 cm
☐	RX020000100	60 cm ²¹

Zitdiepte

☐	RX030000010	44 cm (42...46 cm)
☐	RX030000020	48 cm (46...50 cm)
☐	RX030000030	52 cm (50...54 cm)
☐	RX030000040	56 cm (54...58 cm)

Rugleuninghoek²²

☐	RX180000050	Rugleuninghoek A
☐	RX180000060	Rugleuninghoek B
☐	RX180000070	Rugleuninghoek C

Zittinghoek²²

☐	RX420000001	Zittinghoek A
☐	RX420000002	Zittinghoek B
☐	RX420000003	Zittinghoek C

Rugleuning²³

☐	RX130000190	Curve Z rugleuning
☐	RX130000200	Curve 1 rugleuning
☐	RX130000210	Curve 2 rugleuning
☐	RX130000220	Curve 3 rugleuning ²⁴
☐	RX130000280	Curve 3 DEEP rugleuning ^{24,39}
☐	RX130000290	Rugcontourstand Deep t.b.v. Curve 3 DEEP rugleuning
☐	RX130000300	Rugcontourstand Extra Deep t.b.v. Curve 3 DEEP rugleuning
☐	RX250000010	Afneembare stretchrubber rugleuninghoes ²⁵ stuks
☐	RX130000180	Bendix rugleuning incl. hoofdsteunadapter ²⁶
☐	RX130000150	Badstof hoes t.b.v. Bendix rugleuning stuks

Rugleuningbreedte²⁷

☐	RX730000010	37 cm
☐	RX730000020	42 cm
☐	RX730000030	47 cm
☐	RX730000040	52 cm
☐	RX730000050	57 cm

Hoogtepositie rugleuning^{28,29}

☐	RX980000000	Positie 0 (LT-vlak hoogte 15 cm)	-
☐	RX980000010	Positie 1 (LT-vlak hoogte 16 cm)	-
☐	RX980000020	Positie 2 (LT-vlak hoogte 17 cm)	-
☐	RX980000030	Positie 3 (LT-vlak hoogte 18 cm)	-
☐	RX980000040	Positie 4 (LT-vlak hoogte 19 cm)	-
☐	RX980000050	Positie 5 (LT-vlak hoogte 20 cm)	-
☐	RX980000060	Positie 6 (LT-vlak hoogte 21 cm)	-
☐	RX980000070	Positie 7 (LT-vlak hoogte 22 cm)	-
☐	RX980000080	Positie 8 (LT-vlak hoogte 23 cm)	-
☐	RX980000090	Niet bekend	-

Zitting

☐	RX120000120	Contour zitting	
☐	RX120000130	Contour Deep zitting	
☐	RX120000140	Contour Xtra zitting (bij gebruikersgewicht > 120 kg)	
☐	RX120000150	Seat Base (Plank zitting) ⁸	
☐	RX120000160	Drempel h = 5 cm	
☐	RX120000170	Drempel h = 8 cm	
☐	RX120000110	Heup zitting op maat	Op aanvraag

Beensteun

☐	RX110030010	Voetsteun + hakband links
☐	RX110040010	Voetsteun + hakband rechts
☐	RX110000030	Gepolsterde kuitband ³
☐	RX110030040	Doorlopende voetplaat opklapbaar naar links
☐	RX110040040	Doorlopende voetplaat opklapbaar naar rechts
☐	RX110030050	Comfort beensteun links
☐	RX110040050	Comfort beensteun rechts
☐	RX110030060	Hakband links
☐	RX110040060	Hakband rechts
☐	RX110030070	Kniekussen links
☐	RX110040070	Kniekussen rechts
☐	RX110030080	Kniehoekbediening middels gasveerlinks ^{10,11,30}
☐	RX110040080	Kniehoekbediening middels gasveerrechts ^{10,11,30}
☐	RX110030160	Comfort Solid beensteun links ³⁷
☐	RX110040170	Comfort Solid beensteun rechts ³⁷
☐	RX110030060	Hakband links
☐	RX110040060	Hakband rechts
☐	RX110030070	Kniekussen links
☐	RX110040070	Kniekussen rechts
☐	RX110030110	Amputatiesteun, lengte 25 cm links
☐	RX110040110	Amputatiesteun, lengte 25 cm rechts
☐	RX110030120	Amputatiesteun, lengte 40 cm links
☐	RX110040120	Amputatiesteun, lengte 40 cm rechts
☐	RX110000180	Badstof hoes t.b.v. amputatiesteun stuks
☐	RX110030100	Gipsbeensteun links ³¹
☐	RX110040100	Gipsbeensteun rechts ³¹
☐	RX110030130	Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun links
☐	RX110040130	Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun rechts
☐	RX110000150	Badstof hoes t.b.v. spitsvoetkussen stuks

Armlegger

☐	RX100030010	PUR armlegger links
☐	RX100040010	PUR armlegger rechts
☐	RX100030020	Gepolsterde armlegger links
☐	RX100040020	Gepolsterde armlegger rechts
☐	RX100030040	P-vormige armlegger links
☐	RX100040040	P-vormige armlegger rechts
☐	RX100030030	Draaibare hemiplegie armlegger links
☐	RX100040030	Draaibare hemiplegie armlegger rechts

Zijkanten

☐	RX090000010	Uitneembare zijkanten, gefixeerd d.m.v. schroef
☐	RX090000020	Opklapbare zijkanten ^{26,32}
☐	RX460000010	Armleggerhoogte instelbaar middels inbus
☐	RX460000020	Armleggerhoogte verstelbaar middels trekknop
☐	RX460000030	Verlengde zijkanten

Productoverzicht

Hoofdsteun¹

☐	RX140000010	Standaard hoofdsteun klein
☐	RX140000020	Standaard hoofdsteun
☐	RX140000030	Buigbare hoofdsteun
☐	RX140000040	Snellius hoofdsteun
☐	RX140000060	Extra schakel t.b.v. standaard hoofdsteunbeugel ²⁴
☐	RX140000050	Snellius hoofdsteun met Edison beugel
☐	RX140000070	Badstof hoes t.b.v. Snellius hoofdsteun stuks

Werkblad³³

☐	RX150000010	Werkblad plexiglas
☐	RX150000020	Werkblad trespas
☐	RX150000030	Elleboogpolstering
☐	RX150030040	College werkblad links
☐	RX150040050	College werkblad rechts

Accessoires

☐	RX160000010	Antiekpsteunen
☐	RX160000040	Xtra safe adapters ^{10,11,34}
☐	RX160000020	Zithoudingsgordel
☐	RX160030030	Stokhouder links ^{10,11}
☐	RX160040030	Stokhouder rechts ^{10,11}

Toelichting

- Roxx incl. Newton delen is botsproefveilig conform ISO 7176-19.
I.v.m. preventieve veiligheid adviseert Life & Mobility een hoofdsteun tijdens vervoer van rolstoelinzittende
- I.v.m. preventieve veiligheid worden @Work en @Ease standaard voorzien van antiekpsteunen
- Levertijd op aanvraag
- Niet mogelijk i.c.m. eenhandig bandremsysteem
- Andere zijde dan aan/uit bedieningsschakelaar
- Instelmogelijkheden armleggers & comfort beensteunen zijn beperkt. Alleen mogelijk met opklapbare zijanten en met uitneembare zijanten indien deze gefixeerd zijn met schroef. Bij keuze werkblad is alleen college werkblad mogelijk. Niet mogelijk i.c.m. verlengde zijanten
- Mogelijkheid tot het inzetten van type telescoop en wielmaten is afhankelijk van de gewenste zithoogte, zittinghoek en zittingtype. Kijk voor de geschikte combinatie in de Newton zithoogte aanpak
- De zithoogte voor een Seat Base is de verticale afstand tussen bovenzijde Seat Base en vloer
- Massieve banden alleen verkrijgbaar in 5" & 6" zwenkwielen
- Niet mogelijk i.c.m. @Work hulpaandrijving
- Niet mogelijk i.c.m. @Ease hulpaandrijving
- Alleen mogelijk met ZB 42-47 en 52 cm, altijd i.c.m. eenhandig bandremsysteem & niet mogelijk met semi-massieve banden achter, 26" wielen en spaakbeschermers
- Max. gewicht inzittende 125 kg
- Remnaven met remhendels alleen mogelijk met 22" en 24" wielen
- Trommelremmen altijd in combinatie met bandremmen (niet mogelijk i.c.m. eenhandig bandremsysteem, 26" wielen en continue rughoekverstelling)
- Blocker remsysteem altijd i.c.m. band- of naafremmen, semi-massieve banden achter en een Life & Mobility zitting
- Niet mogelijk i.c.m. trommelremmen bediening begeleider, eenhandige aandrijving, verlengde wielplaat, voorste asgatpositie 22", achterste asgatpositie 26" en soft rugleuning
- De vouwfunctie van het vouwbaar binnenwerk vervalt i.c.m. het Blocker remsysteem
- Niet mogelijk bij hoogtepositie rugleuning kleiner dan 4
- Bij verlengde wielplaten worden anti-kiepstoeunen standaard voorzien van Xtra safe adapters
- Zitbreedte is op basis van uitgebouwde zijanten
- Voor de juiste rugleuning- en zittinghoek voor uw cliënt verwijzen we u naar onze Newton-configurator op www.life-mobility.com
- Newton Curve rugleuningen zijn standaard voorzien van geïntegreerde hoofdsteunopname
- Voor het vergroten van het hoofdsteunbereik i.c.m. Curve 3 en Curve 3 DEEP rugleuning, kies altijd een extra schakel t.b.v. standaard hoofdsteunbeugel
- Bij afneembare stretchrubber rugleuningshoes i.c.m. rugleuning type Curve Z is de levertijd op aanvraag. Niet in combinatie met rugleuningtype Curve 3 DEEP
- Bendix rugleuning altijd i.c.m. uitneembare zijkant & ZB 40/45/50/55 cm
- Maximaal 1 maat smaller dan de zittingbreedte. Niet in combinatie met rugleuningtype Curve 3 DEEP
- Voor de juiste meetmethode verwijzen wij u naar de Newton meetinstructie (zie elders op deze pagina).
- Gemeten van LT-vlak tot zitting
- Niet mogelijk in combinatie met bandrem, verlengde bandrem duwbediening en eenhandige bandremsysteem duwbediening
- Links + rechts gipsbeensteun alleen mogelijk vanaf zitbreedte 47 cm
- De opklapbaarheid kent beperkingen bij bepaalde armleggerposities
- Werkblad is niet mogelijk in combinatie met hemiplegie armlegger
- Met de Xtra safe adapters kan de anti-kiep verder naar achter gemonteerd worden voor extra preventieve veiligheid
- Deze optie wordt geadviseerd i.c.m. Comfort Solid beensteunen i.v.m. bedienopties van de Comfort Solid beensteun
- Niet in combinatie met Comfort Solid beensteun
- Het instelbereik van de armlegger, al dan niet voorzien van extra opties, kan beperkt zijn
- Krijpbediening altijd i.c.m. begeleidersbediening middels drukknoppen
- Altijd een rugcontourstand kiezen

De Roxx kan ook in combinatie met specifieke hulpaandrijvingen en in combinatie met specifieke typen orthoses veilig gebruikt worden. Life & Mobility heeft in deze gevallen samen met de desbetreffende fabrikant de combinatie als veilig beoordeeld, in de meeste gevallen ook voor taxivervoer, en dit vastgelegd in een convenant. Uw hulpaandrijvings- of ortheseleverancier kan aangeven of zij een dergelijk convenant met Life & Mobility hebben.

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.

Newton Meetinstructie

