

Productfiche

Hulpmiddelen aanbrengen tilbanden



SlingOn

De SlingOn is een hulpmiddel om op een gemakkelijke en ergonomische manier een tilband aan te brengen bij zwaardere personen of personen die moeilijk kunnen verplaatst worden.

De SlingOn is een dubbel glijdlaken dat onder de persoon ontrold wordt. De tilband wordt tussen beide delen van de SlingOn gegleden en vervolgens wordt het bovenste deel van de SlingOn verwijderd als een glijdlaken. De patiënt/bewoner bevindt zich nu op de tilband.



Referenties:

Referentie	Omschrijving
------------	--------------

Specificaties:

Wasbaar op max. 80°C.