


Jouw specialist in zorgoplossingen

AUTOMATISCH LATERAAL WISSELLIG- SISTEEM



weTURN®
Turn All

ato form®
voor mensen door mensen



EENVOUDIGE BEDIENING

Turn All

De Turn All is een uniek automatisch lateraal wisselingsysteem voor het voorkomen en behandelen van decubitus.

De zorgvrager wordt afwisselend aan de rechter- en linkerkant in een zijligging van 30° geplaatst. Het 5° ondersteuningssysteem minimaliseert het risico op verschuiving. Het proces kan in draaicyclusen van 30, 60 en 90 minuten op elke zijde worden ingesteld.

De Turn All is tot 225 kg belastbaar.



Unieke voordelen



Laterale lift van het matras tot 30°



Comfortabele luchtcapsules voor een uitstekende ligging



Tot wel 225 kg belastbaar



Drie verschillende draaicyclusen van 30/30, 60/60 en 90/90 minuten



Kan op elk verpleegbed met een afneembaar matras geplaatst worden



Stille en hoogwaardige kwaliteit pomp



Kenmerken

- Eenvoudig en snel in te stellen
- Eenvoudig te reinigen

Zorg-indicator



PRODUCT

Turn All®	L x B (x H)	max. gebruikersgewicht 
TURN ALL 3CT	200 x 85	225,0 kg
TURN ALL HOES CT	200 x 85	N/A
TURN ALL POMP 3C	10 x 13 x 27	N/A
Turn All® Obese		
TURN ALL Obese 3CT	200 x 110	400,0 kg
TURN ALL Obese HOES CT	200 x 110	N/A
TURN ALL POMP 3C	10 x 13 x 27	N/A

Uitbreidingsmogelijkheden

Te combineren met

Matras Fit S

Ingesneden koudschuim matras
voor extra ondersteuning

*Verbeter
je zorg*



Veelvoorkomende accessoires



CPR functie bij nood-
gevallen



5° Ondersteunings-
systeem



Bevordert de slaap-
kwaliteit van
de zorgvrager



Ook in Obese (tot
400kg) verkrijgbaar

INHOUD

Artikelnummer: TA-3C-70128

Turn All liftmatras, Turn All hoes w/ TPU onderkant en 1 cycli 3, pomp 1

Hoes Turn All liftmatras .w/TPU onderkant

Pomp 90/90, 60/60, 30/30 minuten: cycli 3, Turnall systeem

Artikelnummer: TA-3CB-70098

Turn All liftmatras, Turn All hoes w/ TPU onderkant en 1 cycli 3, pomp 1

Hoes Turn All liftmatras .w/TPU onderkant

Pomp 90/90, 60/60, 30/30 minuten: cycli 3, Turn All systeem



Verbeter je zorg



Wetterkant 11 | 8401 GC Gorredijk
085 - 77 34 214
info@ato-form.nl | www.ato-form.nl