

Basis prijs: EUR 2.474,40 (inclusief zijdelen en voetsteunen) Alle prijzen in EUR, incl. BTW Geldig vanaf 01-01-2022 Prijswijzigingen, zet - en/of drukfouten voorbehouden e-mail uw bestelling naar: mbx@ottobock.com	Order nr.: -----
--	-------------------------

☐ Offerte	☐ Bestelling
Facturatie adres/klantnummer	
Afleveradres	
Referentie	Naam Datum Handtekening
Door het plaatsen van de bestelling, gaat U ermee akkoord om te voldoen aan de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten, wanneer deze worden gecombineerd met een Ottobock product, als aanvulling op de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen van de respectieve Ottobockproducten. Ook bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden en condities heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Daarnaast stemt U ermee in bij het plaatsen van een bestelling, dat wanneer U zelf aanpassingen en wijzigingen voorziet dewelke niet in overeenstemming zijn met de specificaties voorzien in de Ottobock gebruiks/service handleidingen U voor een eigen conformiteits overeenkomst zorgt in overeenstemming met de nationale vereisten.	

Ventus

Vastframe actief rolstoel

Artikel nummer: 480A25=00000_K



Standaard uitrusting

- Aluminium buisframe
- Asbuis
- Voetplaat in hoek instelbaar en verschillende hoogte-instellingen zijn mogelijk
- Nylon zit- en rugbekleding, zwart
- Rug neerklapbaar en vastklikkend, in hoek instelbaar
- Aluminium zijdelen
- Camber keuze in stappen van 3°
- Holkamervelgen met hogedrukbanden
- Kniehevelrem

Laadvermogen:

ZB 28 cm – 44 cm: 100 kg
 ZB 46 cm – 50 cm: 140 kg

Zit maten in cm									
Zitbreedte (ZB)*	☐ 28	☐ 30	☐ 32	☐ 34	☐ 36	☐ 38			
	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50			
Zitdiepte (ZD)	☐ 30	☐ 32	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40			
	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50				
* ZB Ventus = afstand tussen de zijdelen									
Zithoogte in cm									
Zithoogte vooraan (ZHV)	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	
	☐ 50	☐ 51	☐ 52	☐ 53	☐ 54				

Informatie

Rolstoel maatgegevens*

1 Zithoogte vooraan (ZHV)

= grond tot bovenop de zitbekleding

2 Onderbeenlengte (OL)

= boven op de zitbekleding tot boven op de voetplaat (zonder zitkussen)

3 Zithoogte achteraan (ZHA)

= grond tot bovenop de zitbekleding

4 Rughoogte (RH)


= boven op de zitbuis (kruisframe) tot bovenaan de rugbekleding

5 Zitdiepte (ZD)

= vooraan de zitbekleding tot rugbuis

6 Zitbreedte (ZB)

= buitenrand framebuis tot buitenrand framebuis



* Deze informatie zal helpen om de gebruiker gerichte instellingen en productontwikkeling te ondersteunen. Ottobock garandeert deze data als vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend intern te gebruiken.

Verhoging totale breedte door camber instelling van de aandrijfwielen (in cm)

Wheel camber	22" aandrijf wiel	24" aandrijf wiel	25" aandrijf wiel
3°	< 6	6	> 6
6°	< 12	12	> 12
9°	< 18	18	> 18

Onderbeenlengte (in cm)

Gemeten van op de zitbekleding tot op de voetplaat	
Korte onderbeenlengte	32 – 39 cm
OL	39 – 50 cm


Zithoogte tabel

Zithoogte achteraan ¹ in cm

Aandrijf wiel grootte	As met camber	Opname adapter	
		Medium	Lang
22"	0°/3°	35 – 44	35 – 49
	6°	34 – 43	34 – 48
	9°	33 – 42	33 – 47
24"	0°/3°	38 – 46	38 – 52
	6°	37 – 46	37 – 51
	9°	36 – 45	36 – 50
25"	0°/3°	39 – 48	39 – 53
	6°	38 – 47	38 – 52
	9°	37 – 46	37 – 51

¹ De zithoogte achteraan (ZHA) is afhankelijk van de gekozen wieldiameter en de positie van de montage in de asplaat. Gespecificeerd zonder zitkussen en bij een zitinclinatie van 0°. Een tolerantie van 10 mm geldt voor alle metingen.

Aandrijf wiel positie (zwaartepunt)



Zithoogte in cm								
Zithoogte achteraan (ZHA)	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40
	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48
	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52	☐ 53			

Hoek voorframe			
MA 20	☐	75°	-
MA 21	☐	85°	-

Abductie/frameknik			
MA 06	☐	4 cm, abductie (zitbreedte tot 36 cm)	-
MA 14	☐	0 cm, frameknik	-
MA 15	☐	2 cm, frameknik (vanaf 2B 32)	-
MA 16	☐	4 cm, frameknik (vanaf 2B 34)	-

Frame accessories			
MA 51	☐	Kiep-hulp, rechts	103
MA 52	☐	Kiep-hulp, links	103
MA 55	☐	Anti-kiep, rechts	185,14
MA 56	☐	Anti-kiep, links	185,14
MA 60	☐	Frame bescherming	61

Zwenkwielen		(afmetingen in mm)	
MF 30	☐	4" massief rubber, zwart	(100 × 32) -
MF 35	☐	4" soft zwenkwiel, aluminium	(100 × 38) 152
MF 31	☐	5" massief rubber, zwart	(125 × 32) -
MF 36	☐	5" soft zwenkwiel, aluminium	(125 × 38) 152
MF 04	☐	5.5" soft zwenkwiel, grijs	(140 × 40) -
MF 05	☐	6" luchtband, grijs	(150 × 30) -
MF 32	☐	6" massief rubber, zwart	(155 × 33) -
MF 37	☐	6" soft zwenkwiel, aluminium	(150 × 38) 152

Zwenkwielvork			
MF 94	☐	Design zwenkwielvork	-
MX 30	☐	Froglegs, zwenkwielvork geveerd	428

Lengte zwenkwielvork			
MF 80	☐	Lang	-
MF 81	☐	Kort	-
MF 82	☐	Extra kort	-


Wielbasis verbreding			
MF 99	☐	10 mm	32
MF 99	☐	15 mm	32

Grootte aandrijfwielen			
MG 01	☐	22"	-
MG 02	☐	24"	-
MG 00	☐	25"	-

Zithoogte tabel


Zithoogte vooraan (in cm)

Grootte zwenkwiel	Zwenkwielvork, design		
	Extra kort	Kort	Lang
4"	42	46 – 49	50 – 53
5"	–	46 – 50	50 – 53
5.5"	–	48 – 51	51 – 54
6"	–	50 – 51	51 – 54



Zwenkwielvork, design

Grootte zwenkwiel	Zwenkwielvork, froglegs	
	Kort	Lang
4"	48 – 50	50 – 52
5"	50 – 51	52 – 53
6"	51 – 52	53 – 54



Zwenkwielvork, froglegs

De weergegeven waarden zijn theoretisch bepaalde waarden. Max. afwijking van 1 cm. De zithoogte vooraan is afhankelijk van de gekozen wiel-diameter, voorvork en positie. Gelieve de tabel te raadplegen! Gespecificeerd zonder zitkussen en bij een zitinclinatie van 0°.

Aandrijfwielpositie (zwaartepunt)				
☐ I	☐ II	☐ III	☐ IV	☐ V
☐ X	☐ XI	☐ XII	☐ XIII (alleen in combinatie met verlenging wielbasis)	☐ VI
☐ VII	☐ VIII	☐ IX		
As met camber				
MG 40	☐	0°		–
MG 41	☐	3°		–
MG 42	☐	6°		–
MG 43	☐	9°		–
Velg aandrijf wiel				
MG 06	☐	Holkamervelg	22"	24"
MG 15	☐	Infinity Ultralight (niet mogelijk met PU banden)	25"	
				155
Banden				
MG 31	☐	RightRun 1", fijn profiel	22"	24"
MG 34	☐	PU 1" (niet te combineren met MG15)	25"	
MG 37	☐	Marathon Plus Evolution 1", lek-vrij		
MG 34	☐	PU 1" black (niet te combineren met MG15)		
				119
				–
Aandrijfwielaadapter				
MG 75	☐	Kort (max. zithoogte achteraan 43 cm)		–
MG 76	☐	Medium (max. zithoogte achteraan 47 cm)		–
MG 77	☐	Long (max. zithoogte achteraan 53 cm)		–
Hoepels				
MG 52	☐	Aluminium, zilver geanodiseerd, hoog	22"	24"
MG 53	☐	Aluminium, zilver geanodiseerd, laag	25"	
MG 54	☐	Rubber-gecoat, hoog		
MG 56	☐	Roestvrij staal gepolijst, hoog		
MG 57	☐	Roestvrij staal gepolijst, laag		
MG 63	☐	Curve L (geanodiseerd)		
MG 64	☐	Curve L Grip		
MG 65	☐	GEKKO, ergonomic handrim		
				150,55
				61
				61
				377,98
				410,02
				388,65
Montage hoepel				
MG 70	☐	Montage smal (15 mm)	22"	24"
MG 71	☐	Montage breed (25 mm)	25"	
				–
Wielbasisverlenging				
MG 85	☐	Met tweede as		450
MG 86	☐	Single		293
MG 46	☐	Zonder		–


Information




MA 51 Kiep-hulp, rechts



MA 56 Anti-kiep, links



MG 76 Montage aandrijf wiel, lang (met montage deel voor opbouw antikiep/ kiep-hulp)



MG 85 Wielbasisverlenging met tweede as



MH 04 Kniehevelrem, versterkt



MD 50 Duwhandvat, standaard, kort



MD 53 Duwhandvat, telescopisch, kort



ME 02 Kledingbeschermer, aluminium



ME 05 Zijdeel met armsteun, hoogte verstelbaar



MB 03 Enkele steun, hoek verstelbaar



MB 06 Voetbeugel, vast



MB 73 Laterale hielsteun



MF 90 Zwenkwielvork, standaard



ME 50 Buisarmsteun, gepolsterd, hoogte instelbaar, wegzwenkbaar




MC 14 Naspanbare zitbespanning

Aandrijf wiel accessories											
MG 87	☐	Hogedruk pomp, 14 bar	164								
Schok demper											
MG 97	☐	Hardheid “Soft” (tot 60 kg)	423								
MG 98	☐	Hardheid “Medium” (61 kg tot 100 kg)	423								
MG 99	☐	Hardheid “Hard” (101 kg tot 140 kg)	423								
Rem											
MH 01	☐	Kniehevelrem	–								
MH 13	☐	Kniehevelrem, versterkt	381								
MH 05	☐	OutFront schaarrem (-32 gram.)	212								
Rem accessoires											
MH 10	☐	Remhendelverlenging	38								
Rughoogte in cm											
☐ 22.5	☐ 25	☐ 27.5	☐ 30	☐ 32.5	☐ 35	☐ 37.5	☐ 40	☐ 42.5	☐ 45	☐ 47.5	☐ 50
Rug systeem											
MD 10	☐	Rechte rugbuis, neerklapbaar op het zitoppervlak	–								
MD 12	☐	Rechte rugbuis, vast	103								
Rugbekleding											
MD 03	☐	Rugbekleding, naspanbaar, gepolsterd	–								
MD 25	☐	Naspanbaar/in hoogte verstelbare bekleding, inclusief duwhandvatten, lang (instelbereik = 10 cm)	239								
MD 26	☐	Naspanbaar/in hoogte verstelbare bekleding, inclusief duwhandvatten, kort (instelbereik = 10 cm)	139								
MD 40	☐	Vaste rugplaat	103								
Duwhandvatten											
MD 50	☐	Standaard, kort	–								
MD 51	☐	Standaard, lang	–								
MD 53	☐	Telescopisch, kort	175								
MD 52	☐	Telescopisch, lang	175								
MD 55	☐	In hoogte verstelbaar/afneembaar (≥ RH 30 cm)	175								
MD 56	☐	Neerklapbaar (≥ RH 30 cm)	152								
MD 59	☐	Zonder	–								
Zijdelen											
ME 01	☐	Standaard, aluminium	–								
ME 02	☐	Met spatbord, aluminium	–								
ME 03	☐	Met spatbord, kunststof	–								
ME 05	☐	Met armsteun, hoogte-verstelbaar	327,70								


Information




MG 100 Graphic




MG 101 Miracle



MG 102 Network



MG 103 Robots



MG 104 Spectrum

Zijdeel accessoires			
ME 50	☐	Buisarmsteunen, gepolsterd, wegzwenkbaar, afneembaar, verschillende hoogte instellingen zijn mogelijk	327,70
ME 51	☐	Neopreen warmteisolatie voor aluminium kledingbeschermer	23
Zitbekleding			
MC 01	☐	Kussen standaard	–
MC 13	☐	Zitbekleding, standaard	–
MC 14	☐	Zitbekleding, naspanbaar	155
MC 19	☐	Vaste zitplaat	188,99
Onderbeenlengte in cm (zonder zitkussen)			
Gewenste instelling: _____ (instelbereik 20 – 50 cm)			
Lengte voetsteunbuizen			
MB 40	☐	Kort (39 – 44 cm)	–
MB 42	☐	Lang (39 – 49 cm)	–
Voetsteunen			
MB 03	☐	Eendelige voetplaat, hoek-instelbaar	–
MB 06	☐	Voetbeugel, vast	103
MB 20	☐	Eendelige voetplaat, hoek-instelbaar, voor korte OL (20 – 39 cm)	180
MB 71	☐	Kuitband	–
MB 73	☐	Laterale hielsteunen	49
Overige accessoires			
MZ 51	☐	Veiligheidsgordel met metalen sluiting	81,51
MZ 52	☐	Gereedschapsset	56

Spaakschermen			
MG 90	☐	Spaakschermen, transparant	141
MG 100	☐	Spaakschermen, Graphic decor	212
MG 101	☐	Spaakschermen, Miracle decor	212
MG 102	☐	Spaakschermen, Network decor	212
MG 103	☐	Spaakschermen, Robots decor	212
MG 104	☐	Spaakschermen, Spectrum decor	212
Frame colours			
001	☐	Brilliant silver	-
002	☐	Anthracite metallic	-
003	☐	Jet black RAL 9005	-
004	☐	Ice blue	-
005	☐	Sparkle light orange	-
009	☐	Vinho sparkle	-
010	☐	Marine blue	-
012	☐	Sky blue	-
013	☐	Jet black matte RAL 9005	-
014	☐	Candy red	-
021	☐	Sparkle granny-smith	-
023	☐	White RAL 9016	-
027	☐	Shimano matte	-
032	☐	Pure metal blue	381
033	☐	Pure metal green	381
034	☐	Pure metal bronze	381
035	☐	Pure metal red	381
Speciale accessoires			
MZ 58	☐	Tas voor aandrijfwielen	120
MZ 59	☐	Tasje voor mobiele telefoon	33
MZ 89	☐	Bescherming voor quick-release-as	12
MZ 92	☐	Wheelblades (mini-skies voor zwenkwielen)	407
MZ 93	☐	Rolstoel rugzak	61

Technische gegevens

Totale lengte (in cm)							
Zitdiepte	Onderbeen- lengte min./max.	22" aandrijf wiel		24" aandrijf wiel		25" aandrijf wiel	
		Aspositie voor	Aspositie achter	Aspositie voor	Aspositie achter	Aspositie voor	Aspositie achter
30	17	59	67	61.5	69.5	62.5	70.5
	50	66.5	74.5	69	77	70	78
32	17	61	69	63.5	71.5	64.5	72.5
	50	68.5	76.5	71	79	72	80
34	17	63	71	65.5	73.5	66.5	74.5
	50	70.5	78.5	73	81	74	82
36	17	65	73	67.5	75.5	68.5	76.5
	50	72.5	80.5	75	83	76	84
38	17	67	75	69.5	77.5	70.5	78.5
	50	74.5	82.5	77	85	78	86
40	17	69	77	71.5	79.5	72.5	80.5
	50	76.5	84.5	79	87	80	88
42	17	71	79	73.5	81.5	74.5	82.5
	50	78.5	86.5	81	89	82	90
44	17	73	81	75.5	83.5	76.5	84.5
	50	80.5	88.5	83	91	84	92
46	17	75	83	77.5	85.5	78.5	86.5
	50	82.5	90.5	85	93	86	94
48	17	77	85	79.5	87.5	80.5	88.5
	50	84.5	92.5	87	95	88	96
50	17	79	87	81.5	89.5	82.5	90.5
	50	86.5	94.5	89	97	90	98

With wheelbase extension – rear axle position + 8 cm

Totale breedte met aandrijf wiel met holkamervelg	
28	45
30	47
32	49
34	51
36	53
38	55
40	57
42	59
44	61