



**Anatomic
SITT** TM



Nieuws
maat 3 &
3-breed



Zitti Guppy G2

Sterk, eenvoudig en flexibel

Sterk, eenvoudig en flexibel

Nieuwe maten!

De nieuwe maten 3 en 3-breed kunnen lasten tot 110 kg aan.

Eenvoudig in te stellen zwaartepunt

Balans is één van de belangrijkste items geweest tijdens de ontwikkeling van de Guppy G2. Net als gebruikersgemak en de mogelijkheid om meerdere soorten zitsystemen op de Guppy G2 te plaatsen. De balans wordt eenvoudig veranderd door de complete achteras te verplaatsen.

Multifunctioneel

De Guppy G2 is ontwikkeld om te combineren met de meeste zitsystemen op de markt.

Meerdere wielmaten mogelijk

De Guppy G2 wordt geleverd met niet afgevende zwarte band (6", 7" and 16"). Voor maat 1 en 2 kunnen we wielen met camberhoek aanbieden om gemakkelijker te sturen. Het is mogelijk om wielen met E-drive aandrijfmotor te kiezen.

Nieuwe voetensteunen

Nieuwe serie voetensteunen die op alle G2 frames passen. Ze hebben allemaal 2 bevestigingen en zijn verkrijgbaar in verschillende versies afhankelijk van de behoefte en eisen die eraan gesteld worden.



Guppy G2 met
Delfi zitsysteem



Guppy G2 gegevens

Maten	4 st
Max laadgewicht	75 - 110 kg
Verkanteling	0 tot 31°/-6 tot 29°
Achterwielen	16", 20", 22" en 24"

Totale breedte	51-66 cm*
Totale lengte	68-91 cm
Zithoogte (min)	46 cm
Zithoogte (max)	50 cm*

*afhankelijk van de keuze van de wielen



Het plaatje laat zien:

Guppy G2 met 16" wielen, duwbeugel maat 1 en elektrische kanteling

GUPPY G2

**Eenvoudige, snelle
hoekverstelling van
het duwhandvat**

Voor gemakkelijk en
comfortabel gebruik

Hoge duwbeugel

Voor een betere ergonomies

**Duwbeugel met traploze
zitdiepte instelling**

Voor gemakkelijk gebruik

Quick-release

Gemakkelijk afneembare
wielen

**Wielen met camberhoek
mogelijk**

Betere zijdelingse stabiliteit

E-drive

Mogelijkheid om
elektrische motor te
gebruiken

Armleuningen

Nieuwe verbeterde arm-
leuningen

Sleuven in de zitplaat

Zwaartepunt van het
zitsysteem is makkelijk te
verplaatsen

Vlakke zitplaat

Mogelijkheid om
verschillende
zitsystemen te
monteren

Non-mark zwarte banden

Banden die niet afgeven




Voorbeelden van accessoires Zitzi Guppy G2




Dubbele
antikantelsteun



Parkeerrem



Taxifixatiese



Bevestigingsplaat extra
sterk,




Bevestigingsplaat
van Delfi



Universele adapter



Trapdop



Hele voetenplaat



Gedeelde voetenplaat




Kuitsteunen



ArMLEUNINGEN



Kledingbeschermer
16"/20"/22"/24"



Verschillende
zwenkwieken



Achterwiel
16"/20"/22"/24"



E-drive elektrische
motor

Voor meer artikelinformatie zie onze bestelinformatie
en technische gegevens op www.anatomicsitt.com

Geschild voor verschillende zitsystemen



Delfi Pro



Sharky Pro



Active



Anatomic
Sits