

GUIDE PROFESSIONNEL DE L'ÉQUIPEMENT MÉDICAL



2024

WIN  CARE



GUIDE AU CHOIX DES COUSSINS

SOLUTION WINNCARE

RISQUE D'ESCARRE
**FAIBLE
À MODÉRÉ¹**

Coussin **Catégorie 1B**

PAS D'ESCARRE
UTILISATEUR HORS
CONTRE-INDICATION

GEL VISCOFLUIDE SUR BASE HR

**GELTOP**





RISQUE D'ESCARRE
MOYEN À ÉLEVÉ¹

Coussin **Catégorie 2**

UTILISATEUR SANS TROUBLE
DE LA STABILITÉ

UTILISATEUR AVEC TROUBLE
DE LA STABILITÉ

MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

**PRIMA
FORM**





**KALLI
VISCO**





**ALOVA**





**ISKIO
BM**





**ALOVA**





avec butée Pelvienne

RISQUE D'ESCARRE
ÉLEVÉ¹
avec risques spécifiques d'escarres ischiatiques

Coussin **Catégorie 3**

PLUSIEURS ESCARRES STADE 1 à 4 HORS ZONE D'APPUI

UTILISATEUR
SANS ASYMÉTRIE D'APPUI

UTILISATEUR
AVEC ASYMÉTRIE D'APPUI

AIR STATIQUE

AIR MOTORISÉ²

AIR STATIQUE

**Kinéris**





Mono-compartment

**DYNASEAT**





**oxair automorpho[®]
censor**





**Kinéris**





Bi-compartment

À commander
sur le site (30)
Nîmes



GELTOP

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE FAIBLE À MODÉRÉ**, en position assise **sans trouble de la stabilité**, et incapable d'effectuer des manœuvres efficaces de soulagement des pressions d'appui.

Critères d'exclusion (selon la HAS) : antécédents d'escarre ischiatique ou sacro-coccygienne, paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs, troubles de la sensibilité des membres inférieurs, spasticité, asymétrie d'appui (frontal ou sagittal), amputé vasculaire.



40 ≤ 95 kg



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2



66,63€ avec PLV
- CODE 1244260 -

LES + PRODUIT

- Réduit les pressions par immersion et enveloppement.
- Réduit les forces de cisaillement appliquées sur les tissus cutanés.
- Stabilisation du coussin sur le fauteuil par revêtement antidérapant.

HOUSSE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES
	40 x 40 x 5,5 cm	VAB4040/PUHD
	43 x 45 x 5,5 cm	VAB4345/PUHD
	40 x 40 x 5,5 cm	VAB4040/CIC
	43 x 45 x 5,5 cm	VAB4345/CIC

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Coussin en gel viscofluide associé à une base en mousse de haute résilience
- ▶ Housse résistante à la pénétration de l'eau et perméable à la vapeur d'eau
- ▶ Base anti-dérapante
- ▶ Poids patient : 40 à 95 kg
- ▶ 2 dimensions disponibles : 40 x 40 x 5.5 cm et 43 x 45 x 5.5 cm
- ▶ Épaisseur : 1 cm de gel viscofluide en surface et 4.5 cm de mousse de haute résilience



WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production
Nîmes (30)

Dispositifs médicaux de classe I



Photos non contractuelles

À commander
sur le site (35)
Miniac-Morvan




KALLI
HR

**Solution aux problématiques de confort d'assise au
fauteuil roulant ou siège classique**

Adjonction au fauteuil

Composition :
Mousse haute résilience
de 17Kg/m³



Mousse HR

DIMENSIONS (LxPxH)	RÉFÉRENCES	HOUSSE DE RECHANGE
38 x 38 x 8 cm	234H	04.234H
40 x 40 x 8 cm	294H	04.294H
42 x 42 x 8 cm	295H	04.295H
43 x 44 x 8 cm	297H	04.297H
46 x 45 x 8 cm	235H	04.235H
48 x 43 x 8 cm	236H	04.236H
50 x 45 x 8 cm	299H	04.299H

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Composé de mousse HR : 17 kg/m³
- ▶ Galbé
- ▶ Housse Jersey 100% coton avec dessous anti glisse

À commander
sur le site (35)
Miniac-Morvan



Score sur l'Échelle de Braden



PRIMA
FORM

INDICATIONS HAS

Support de fauteuil d'aide à la prévention de l'escarre chez les patients à risque **MODÉRÉ** à **ÉLEVÉ** de survenue d'escarre (selon jugement clinique et échelles), sans asymétrie d'appui et sans risque de « glissé avant ».



20 ≤ 90 kg

pour les largeurs ≤ 43 cm



20 ≤ 100 kg

pour les largeurs ≤ 45,5 cm



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2

	CODE LPPR	TARIF AVEC PLV (€TTC)
Coussin PRIMA FORM , standard	1294653	69,00
Coussin PRIMA FORM , standard < 38cm	1231865	81,00
Coussin PRIMA FORM , standard < 45cm	1285690	81,00

LES + PRODUIT

- Simple d'utilisation : peut être utilisé quel que soit le sens

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme (80kg/m³) favorisant l'immersion du corps dans la matière pour augmenter les points de contact et réduire ainsi les valeurs de pressions maximales
- ▶ Housse de protection amovible, extensible, et respirante pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée
- ▶ Base de la housse inférieure anti-dérapante pour garantir un bon maintien du coussin sur l'assise
- ▶ 1 hauteur : 7cm, plusieurs largeurs et profondeurs



WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Péni (France)




Site de production
Miniac-Morvan (35)

Dispositifs médicaux de classe 1



Photos non contractuelles



Housse de protection amovible facile d'entretien.



Poignée facilitant son transport




Les conseils de Sonia Baudry

Ergothérapeute D.E.

"Ce coussin est destiné aux personnes ayant un tonus et un maintien postural suffisant pour réaliser les activités de la vie quotidienne et pour exécuter les réajustements posturaux au cours de la journée en toute autonomie."

Mousse viscoélastique



Composition : 80Kg/m³

DIMENSIONS (lxPxH)	RÉFÉRENCES	HOUSSE DE RECHANGE
37,5 x 38 x 7 cm	17.17264	17.17264H
40 x 38 x 7 cm	17.17265	17.17265H
40 x 40 x 7 cm	17.17260	17.17260H
42 x 42 x 7 cm	17.17266	17.17266H
43 x 40 x 7 cm	17.17270	17.17270H
45,5 x 40 x 7 cm	17.17277	17.17277H
45,5 x 43 x 7 cm	17.17275	17.17275H
45,5 x 45 x 7 cm	17.17276	17.17276H
48 x 40 x 7 cm	17.17279	17.17279H
50 x 45 x 7 cm	17.17280	17.17280H

À commander
sur le site (35)
Miniac-Morvan



Score sur l'Échelle de Braden



KALLI
VISCO

INDICATIONS HAS

Support de fauteuil d'aide à la prévention de l'escarre chez les patients à risque **MODÉRÉ** à **ÉLEVÉ** de survenue d'escarre (selon jugement clinique et échelles), sans asymétrie d'appui et sans risque de « glissé avant ».

20 ≤ 100kg
pour les largeurs ≤ 45cm

20 ≤ 110kg
pour les largeurs ≤ 46cm



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2

	CODE LPPR	TARIF AVEC PLV (€TTC)
Coussin KALLI VISCO, standard	1231233	69,00
Coussin KALLI VISCO, standard < 38cm	1272344	81,00
Coussin KALLI VISCO, standard < 45cm	1262713	81,00

LES + PRODUIT

- Versatile: convient à tous types de patients
- Galbé: pour une bonne stabilisation du bassin
- Nombreuses tailles et largeurs / profondeurs

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme (80kg/m³) favorisant l'immersion du corps dans la matière pour augmenter les points de contact et réduire ainsi les valeurs de pressions maximales
- ▶ Épaisseur de mousse viscoélastique sous les ischions de 6 cm
- ▶ Galbe au niveau des cuisses pour favoriser leur bon alignement
- ▶ Housse de protection amovible, extensible, et respirante pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée.
- ▶ Base de la housse inférieure anti-dérapante pour garantir un bon maintien du coussin sur l'assise
- ▶ 1 hauteur : 8cm, plusieurs largeurs et profondeurs
- ▶ Coussin KALLI VISCO livré avec 2 housses PHARMATEX



WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Péni (France)



Site de production
Miniac-Morvan (35)


Dispositifs médicaux de classe 1



Photos non contractuelles

Une bonne répartition des pressions en alliant un bon positionnement et un confort en position assise

Mousse viscoélastique



Conseils d'entretien du coussin

- ▶ Éponge et eau savonneuse ou produit désinfectant
- ▶ Nettoyage vapeur saturante sans ajout de formol
- ▶ Bien laisser sécher à l'air libre avant de remettre la housse



Les conseils de Sonia Baudry

Ergothérapeute D.E.

"Je recommande le Kalli visco aux personnes qui ont besoin de repères anatomiques pour s'installer correctement au fauteuil. Ce coussin prévient le risque de formation d'escarres lié à un mauvais positionnement du bassin et des membres inférieurs."

DIMENSIONS (lxPxH)	RÉFÉRENCES	HOUSSE DE RECHANGE
34 x 36 x 8 cm	17.17209	17.17209H
34 x 38 x 8 cm	17.17212	17.17212H
36 x 36 x 8 cm	17.17214	17.17214H
36 x 38 x 8 cm	17.17216	17.17216H
37,5 x 38 x 8 cm	17.17234	17.17234H
38 x 42 x 8 cm	17.17217	17.17217H
40 x 40 x 8 cm	17.17294	17.17294H
40 x 42 x 8 cm	17.17218	17.17218H
40 x 45 x 8 cm	17.17219	17.17219H
42 x 38 x 8 cm	17.17228	17.17228H
42 x 40 x 8 cm	17.17226	17.17226H
42 x 42 x 8 cm	17.17295	17.17295H
42 x 45 x 8 cm	17.17227	17.17227H
43 x 44 x 8 cm	17.17267	17.17267H
45 x 40 x 8 cm	17.17225	17.17225H
46 x 45 x 8 cm	17.17235	17.17235H
48 x 40 x 8 cm	17.17229	17.17229H
48 x 43 x 8 cm	17.17236	17.17236H
48 x 45 x 8 cm	17.17271	17.17271H
50 x 45 x 8 cm	17.17299	17.17299H

À commander
sur le site (30)
Nîmes



Score sur l'Échelle de Braden



ÉLEVÉ



ALOVA

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ**



20 ≤ 200 kg selon les tailles



Housse



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D



69,00€ avec PLV taille standard
81,00€ avec PLV coussin technique
Codes suivant les réfs – voir tableaux

	CODE LPPR	TARIF AVEC PLV (€TTC)
Coussin ALOVA GALBÉ, standard	1280036	69,00
Coussin ALOVA GALBÉ, standard < 38cm	1256546	81,00
Coussin ALOVA GALBÉ, standard < 45cm	1276951	81,00
Coussin ALOVA GALBÉ, Technique butée pelvienne et XL	1223297	81,00

LES + PRODUIT

- 16 tailles, 3 hauteurs disponibles pour répondre à tous les besoins et s'intégrer dans le fauteuil adapté.
- Prévention renforcée des risques d'escarres ischiatiques et coccygiennes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme (80kg/m³) favorisant l'immersion du corps dans la matière pour augmenter les points de contact et réduire ainsi les valeurs de pressions maximales.
- ▶ Décharge sacro-coccygienne intégrée pour une prévention renforcée des risques d'escarres.
- ▶ Déclive du coussin pour réduire le risque de glissé avant.
- ▶ Galbe au niveau des cuisses pour favoriser leur bon alignement.
- ▶ Rotateur externe pour un maintien des membres inférieurs en légère abduction et réduire des appuis cutanés dommageables.
- ▶ Housse de protection amovible, extensible, et respirante pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée.
- ▶ Base de la housse inférieur anti-dérapante pour garantir un bon maintien du coussin sur l'assise



WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production
Nîmes (30)

Dispositifs médicaux de classe 1



Photos non contractuelles

LES 3 DÉCLINAISONS

COUSSIN GALBÉ ALOVA®



COUSSIN GALBÉ ALOVA® avec soutien pelvien



butée pelvienne incorporée directement dans la housse

COUSSIN GALBÉ ALOVA® XXL



Épaisseur de 9 cm de mousse bi-strates




ERGONOMIE

Étiquette pour indiquer
la position du coussin



HOUSSE PROMUST PU

(Jersey enduit polyuréthane)
amovible, extensible et respirante



BASE ANTI-DÉRAPANTE

Pour limiter les effets de glissé avant



POIGNÉE

Pour faciliter
les transferts

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LARGEUR CM	PROFONDEUR CM	HAUTEUR CM mini / maximum*	POIDS PATIENT KG
COUSSIN ALOVA GALBÉ STANDARD	VCAG3636	36	36	6 < 9	20 à 80
	VCAG4343	43	43	6 < 9	30 à 100
	VCAG4340	43	40	6 < 9	30 à 90
	VCAG4540	45	40	6 < 9	30 à 120
	VCAG3841	38	41	6 < 9	30 à 90
	VCAG4041	40	41	6 < 9	30 à 90
	VCAG4341	43	41	6 < 9	30 à 100
	VCAG4043	40	43	6 < 9	30 à 90
	VCAG4544	45	44	6 < 9	30 à 120
	VCAG5044	50	44	6 < 9	30 à 135
	VCAG4347	43	47	6 < 9	30 à 120
	VCAG5250	52	50	7 < 10	120 à 160
	VCAG5450	54	50	7 < 10	120 à 160
	VCAG5650	56	50	7 < 10	120 à 200
COUSSIN ALOVA GALBÉ TECHNIQUE BUTÉE PELVIENNE	VCAG6050	60	50	7 < 10	120 à 200
	VCAG4343XL	43	43	9 < 12	30 à 110
	VGAG5044XL	50	44	9 < 12	30 à 135
	VCAG3841BP	38	41	6 < 9	30 à 90
	VCAG4041BP	40	41	6 < 9	30 à 90
	VCAG4341BP	43	41	6 < 9	30 à 100
	VCAG4343BP	43	43	6 < 9	30 à 100
	VCAG4544BP	45	44	6 < 9	30 à 120
	VCAG5044BP	50	44	6 < 9	30 à 135
	VCAG4347BP	43	47	6 < 9	30 à 120

* Hauteur mini = Hauteur du coussin mesurée en fond de galbe / Hauteur maximum = hauteur totale du coussin

Protection compatible avec les produits détergent-désinfectants d'usage hospitalier.

À commander
sur le site (35)
Miniac-Morvan



Score sur l'Échelle de Braden



ISKIO
BM

INDICATIONS HAS

Support de fauteuil d'aide à la prévention de l'escarre chez les patients à risque **MODÉRÉ** à **ÉLEVÉ** de survenue d'escarre (selon jugement clinique et échelles), sans asymétrie d'appui et sans risque de « glissé avant ».

  30kg ≤ 150kg
pour les largeurs ≤ 43cm

  30kg ≤ 160kg
pour les largeurs ≤ 46cm



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2

Uniquement pour références à hauteur 8,5cm



PHARMA FORM ISKIO

81,00€ avec PLV

- CODE 1239022 -

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

Préconisations d'utilisation : Utilisation adaptée pour les personnes présentant un risque d'escarre sacro-coccygienne et ischiatique, le plus souvent liée à un trouble de la statique posturale au fauteuil (glissement vers l'avant de l'assise avec sur-appui sur la zone sacro-coccygienne) en EHPAD et à domicile.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Coussin BI-MATIÈRE composé de mousse viscoélastique avec un insert en mousse haute résilience.
 - Insert en mousse HR : 37 kg/m³ : augmente la portance du corps sur certaines zones afin d'assurer une décharge des saillies osseuses
 - Déclive : pour réduire le risque de glissement du bassin vers l'avant
 - Décharge sacro-coccygienne intégrée pour une prévention renforcée des risques d'escarres
- ▶ Housse de protection amovible, extensible, en mailles 3D : respirante pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée
- ▶ Base de la housse inférieure anti-dérapante pour garantir un bon maintien du coussin sur l'assise
- ▶ 2 hauteurs: 8,5 et 10,5cm, plusieurs largeurs et profondeurs
- ▶ Coussin ISKIO BM livré avec 1 housse PHARMATEX et 1 housse en maille 3D



WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)




Site de production
Miniac-Morvan (35)

Dispositifs médicaux de classe 1




Photos non contractuelles

Meilleure répartition des pressions en favorisant un meilleur positionnement



Mousse viscoélastique



Insert en mousse haute résilience

Insert en mousse HR : 37 kg/m³ : augmente la portance du corps sur certaines zones afin d'assurer une décharge des saillies osseuses au regard des zones à risque et en répartissant les pressions sur des zones à moindre risque telles que les cuisses, les appuis sous-trochantérien et la périphérie des fessiers.



Les conseils de Sonia Baudry *Ergothérapeute D.E.*


"Je recommande l'Iskio BM aux personnes ayant tendance à glisser vers l'avant ou latéralement. Une position assise correcte favorise une meilleure stabilité fonctionnelle et permet au patient d'effectuer plus aisément les activités de la vie quotidienne."

	DIMENSIONS (lxPxH)	RÉFÉRENCES	HOUSSE DE RECHANGE Maille 3D
Ⓜ	38 x 40 x 8,5 cm	17.17007	17.17007H3D
	38 x 40 x 10,5 cm	17.17107	17.17107H3D
Ⓜ	38 x 43 x 8,5 cm	17.17112	17.17112H3D
	38 x 43 x 10,5 cm	17.17113	17.17113H3D
Ⓜ	40 x 40 x 8,5 cm	17.17106	17.17106H3D
	40 x 40 x 10,5 cm	17.17108	17.17108H3D
Ⓜ	40 x 43 x 8,5 cm	17.17111	17.17111H3D
	40 x 43 x 10,5 cm	17.17114	17.17114H3D
Ⓜ	43 x 43 x 8,5 cm	17.17116	17.17116H3D
	43 x 43 x 10,5 cm	17.17118	17.17118H3D
Ⓜ	43 x 45 x 8,5 cm	17.17032	17.17032H3D
	43 x 45 x 10,5 cm	17.17132	17.17132H3D
Ⓜ	46 x 43 x 8,5 cm	17.17126	17.17126H3D
	46 x 43 x 10,5 cm	17.17128	17.17128H3D
Ⓜ	46 x 45 x 8,5 cm	17.17034	17.17034H3D
	46 x 45 x 10,5 cm	17.17134	17.17134H3D
Ⓜ	48 x 45 x 8,5 cm	17.17133	17.17133H3D
	48 x 45 x 10,5 cm	17.17135	17.17135H3D
Ⓜ	50 x 45 x 8,5 cm	17.17136	17.17136H3D
	50 x 45 x 10,5 cm	17.17138	17.17138H3D

À commander
sur le site (30)
Nîmes



Score sur l'Échelle de Braden



Kinéris

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE TRÈS ÉLEVÉ**
Confiné au fauteuil entre 8 et 10 heures par jour.



KG

40 ≤ 200 kg



Housse



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D



184,50€ sans PLV
CODE 1245459
Hauteur cellules 7 cm
CODE 1273875
Hauteur cellules 10 cm

LES + PRODUIT

- Coussin à cellules pneumatiques réglables et individuellement déformables.
- Limite les effets de friction et cisaillement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Adaptation parfaite à la morphologie du patient pour une prévention des zones les plus à risque pour les patients ayant un risque élevé
- ▶ S'adapte à TOUTES les morphologies et permet de suivre et d'ajuster des déséquilibres du bassin pour favoriser le bon positionnement du patient
- ▶ Grande mobilité pour pouvoir accompagner le patient dans tous ses mouvements
- ▶ Aussi disponible en bi-compartiments pour une compensation de l'asymétrie patient
- ▶ Réduction des effets de macération grâce à la circulation de l'air entre les bases des cellules



WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production
Nîmes (30)

Dispositifs médicaux de classe I



Photos non contractuelles

TAILLE

- Mettre en corrélation le poids et la taille du patient sur la matrice Kinéris.
- Identifier le produit recommandé en vous référant au code couleur.
- Vérifier que la largeur d'assise du coussin est adaptée à la largeur du bassin du patient.

Exemple : Patient 1.55 m et 55 kg ► coussin V497 ou V4910


COMPARTIMENT(S)

- Patient sans asymétrie d'appui : coussin Kinéris mono-compartment.
- Patient avec asymétrie d'appui : coussin Kinéris bi-compartment.

Ajouter en fin de référence « -1EL » pour un coussin mono-compartment et « -2EL » pour un coussin bi-compartment.
Les coussins Kinéris de références V667, V6610, V677, V6710, V777, V7710 sont exclusivement mono-compartment.

Exemple : Patient 1.55 m et 55 kg, actif au fauteuil, sans asymétrie d'appui ► coussin V497-1EL

MONO-COMPARTIMENT




Mono-compartment
pour utilisateurs sans
trouble de la stabilité.



Mono compartment 7 cm

BI-COMPARTIMENTS



Bi-compartment pour
utilisateurs avec troubles
de la stabilité.



Bi-compartment 10 cm



MANOMÈTRE

Livré avec son manomètre de série.
Une table d'équivalence Poids/pression vous est délivrée pour vous faciliter le réglage



HOUSSE

Housse intégrale, amovible, Fil SMB en PES FR
(Polyester / Polyuréthane + Elasthanne en surface) :

- Respirante
- Extensible
- Haute résistance à l'abrasion
- Résistante aux moisissures et à la lumière (UV)
- Infroissable
- Anallergique (Oeko-Tex® classe 1)
- Feu Retardant
- Lavage à 40°C (Lavage ponctuel possible à 90°C).




LE NÉOPRÈNE

Sans latex, notre matériau est anallergique.

Sa souplesse et sa forme spécifique permet d'envelopper et d'accompagner le patient tout au long de la journée avec une pression la plus basse possible (versus les autres technologies en mousse)

RÉPARTITION DE PRESSIONS

Répartition de pressions chez un patient de 172 cm et 75 kg.



Coussin en gel de polyuréthane viscoélastique


Coussin en mousse HR – ép. 6 cm

Coussin KINERIS mono compartiment



MATRICE KINERIS

Pression de gonflage (valeurs en mmHg)



Référence	
V367 V3610	V677 V6710
V427 V4210	V727 V7210
V497 V4910	V777 V7710
V567 V5610	V817 V8110
V667 V6610	V907 V9010
V647 V6410	V107 V1010

Le prescripteur doit s'assurer que le patient ou son entourage sont capables d'assurer les réglages du support.
Préconisation d'une consultation par le prescripteur dans le mois suivant.

KINÉRIS®

Housse intégrale amovible
Base Anti-dérapante

HAUTEUR DU COUSSIN 7 CM		HAUTEUR DU COUSSIN 10 CM		POIDS PATIENT KG	DIMENSIONS
MONO COMPARTIMENT	BI COMPARTIMENTS	MONO COMPARTIMENT	BI COMPARTIMENTS		
V367-1 EL	V367-2EL	V3610-1 EL	V3610-2EL	40 à 55	28,5 x 28,5 cm
V427-1 EL	V427-2EL	V4210-1 EL	V4210-2EL	40 à 45	28,5 x 33 cm
V497-1 EL	V497-2EL	V4910-1 EL	V4910-2EL	50 à 60	33 x 33 cm
V567-1 EL	V567-2EL	V5610-1 EL	V5610-2EL	40 à 65	33 x 37,5 cm
V667-1 EL	-	V6610-1 EL	-	50 à 75	36 x 36 cm
V647-1 EL	V647-2EL	V6410-1 EL	V6410-2EL	50 à 75	37,5 x 37,5 cm
V727-1 EL	V727-2EL	V7210-1 EL	V7210-2EL	50 à 85	37,5 x 42 cm
V817-1 EL	V817-2EL	V8110-1 EL	V8110-2EL	55 à 90	42 x 42 cm
V907-1 EL	V907-2EL	V9010-1 EL	V9010-2EL	85 à 120*	42 x 46,5 cm
V677-1 EL	-	V6710-1 EL	-	50 à 85	43 x 36 cm
V777-1 EL	-	V7710-1 EL	-	50 à 85	43 x 42 cm
V107-1 EL	V107-2EL	V1010-1 EL	V1010-2EL	110 à 120*	46,5 x 46,5 cm

* Compatibilité sur avis médical jusqu'à 150 kg

À commander
sur le site (35)
Miniac-Morvan



Score sur l'Échelle de Braden



CARACTÉRISTIQUES COUSSIN

- ▶ Le coussin DYNASEAT constitué de 6 cellules à air de 8,5 cm de hauteur, insérées dans une base en mousse Haute Résilience et viscoélastique
- ▶ Bande en mousse viscoélastique 50 kg/m³ pour le calage des cuisses et la prévention du «glisser-avant».
- ▶ L'ensemble repose sur une couche de mousse Haute Résilience 40 kg/m³ en déclive.
- ▶ Coussin avec 1 housse PHARMATEX dessous antiglisse



DYNASEAT

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ**, antécédents d'escarre ischiatique ou sacro-coccygienne, paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs, troubles de la sensibilité des membres inférieurs, asymétrie faible d'appui sagittal, amputé, vasculaire.



30 ≤ 130kg



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2

LES + PRODUIT

- Amélioration de la qualité de soins et de vie du patient.
- Simplicité d'utilisation pour le personnel soignant.

COMPRESSEUR AVEC BATTERIE



- ▶ 2 modes thérapeutiques : dynamique et alternatif
- ▶ 3 durées de cycle dynamique
- ▶ 5 niveaux de réglage de poids
- ▶ Témoin de charge de la batterie
- ▶ Alarme en cas de fuite d'air

HOUSSE	DIMENSIONS (LxPxH)	RÉFÉRENCES
PHARMA TEX	43 X 43 X 8.5 cm	327042



WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production
Miniac-Morvan (35)


Dispositifs médicaux de classe I



À commander
sur le site (30)
Nîmes



Score sur l'Échelle de Braden



axtar automorpho®
censor COUSSIN

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ**, antécédents d'escarre ischiatique ou sacro-coccygienne, paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs, spasticité, troubles de la sensibilité des membres inférieurs, asymétrie modérée d'appui frontale ou sagittal, amputé vasculaire.

30 ≤ 150kg



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D



LES + PRODUIT

- Amélioration de la qualité de soins et de vie du patient.
- Simplicité d'utilisation pour le personnel soignant.

HOUSSE	DIMENSIONS (LxPxH)	RÉFÉRENCES
	45 X 45 X 10	VAXT6/CO/AUTO

CARACTÉRISTIQUES COUSSIN

- ▶ 6 cellules d'air de 10 cm de hauteur
- ▶ Mode de fonctionnement: dynamique 1 cellule sur 2 à l'exception de la première qui est statique pour garantir une stabilité et éviter le glisser avant
- ▶ Housse PROMUST CIC



WINN CARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production
Nîmes (30)

Dispositifs médicaux de classe I

