

Bestelformulier

Zitzi Pengy Pro - Zitunit en Chassis



Datum: _____

Klant: _____

Afleveradres: _____

Adviseur: _____ Uitgeprobeerd: _____

Anders: _____

☐ Bestelling
 ☐ Individueel gemaakt
 ☐ Offerte
 ☐ Proforma


Product info	Maten	Zitdiepte	Zitbreedte	Zithoogte	Frame kantelen	Rughoek	Max belasting
Pengy Pro	maat 1	19 - 28 cm	31 cm	54 cm	-35° tot +35°	-30 tot +75°	50 kg
	maat 2	28 - 38 cm	35 cm	54 cm	-35° tot +35°	-30 tot +75°	50 kg

Kruis aan	Unit	Artikelnummer	Naam	Info
-----------	------	---------------	------	------

Voorkomende combinaties

Pengy Pro 1 (Zitdiepte 19-28 cm)

385205	Pengy zitunit maat 1
385215	Bekleding zwart/zwart Coolmax
385236	Hoofdsteun maat 1 standaard - Zitzi Pengy
385234	Bevestigingsset voor fixatievestje
374016	H-fixatie Soft Pro maat S
285072	Voetenplaat maat 2
990070	Zonnekap
990147	Houder voor zonnekap - Zitzi Pengy
385230	Werkblad - Zitzi Pengy
385200	Pengy Sulky frame
385227	Mandje - Zitzi Pengy

Pengy Pro 2 (Zitdiepte 28-38 cm)

385206	Pengy zitunit maat 2
385215	Bekleding zwart/zwart Coolmax
385237	Hoofdsteun maat 1 lang
385234	Bevestigingsset voor fixatievestje
374017	H-fixatie Soft Pro maat M
385222	Voetenplaat - Zitzi Pengy
990070	Zonnekap
990147	Houder voor zonnekap - Zitzi Pengy
385230	Werkblad - Zitzi Pengy
385200	Pengy Sulky frame

Gecrashtest tot 43 kg



Kies hoofdproduct frame

Standaard incl. wielen (12"achter en 8"voor), rijrichtingfixatie, parkeerrem en instelbare duwbeugel

☐ st 385200 Pengy Sulky frame (8"/12")

Alternatieve voorwielen

☐ st 385220 12" voorwielen


385220

- ☐ st 385227 Mandje
☐ st 385232 Taxifixatieset
☐ st 385241 Adapter t.b.v. Carseat Pro
☐ st 385242 Adapter universeel




385227



385232



385241



385242

KIES ZITUNIT

Standaard incl. armsteunen, heupriem en bekleding

☐	st	385208	Pengy Pro zitunit maat 1
☐	st	385209	Pengy Pro zitunit maat 2



Kies bekleding

☐	st	385215	Bekleding zwart/zwart Coolmax
☐	st	385216	Bekleding zwart/blauw Coolmax
☐	st	385217	Bekleding zwart/oranje Coolmax



Kies accessoires

Hoofdsteun

☐	st	385236	Hoofdsteun maat 1 standaard
☐	st	385237	Hoofdsteun maat 1 lang
☐	st	385238	Hoofdsteun maat 2 standaard
☐	st	385239	Hoofdsteun maat 2 lang
☐	set	77004	Pro adj. 6-14" excl. Bracket/stay
☐	set	77011	Pro Mini S, hori. stay excl. vert. stay
☐	set	77012	Pro Mini M, hori. stay excl. vert. stay
☐	st	77028	Verticale insteekbuis voor montage
☐	st	385297	Bevestiging hoofdsteun Pengy



385236/38



385237/39



77004



77011







77028



385297

Rompfixatie

☐	st	385234	Bevestigingsset voor fixatievestje, bevestigd op hoofdsteunhouder		
☐	st	374001	Rompfixatievest Soft Pro maat XS	maat: AxBxC=26x20x18 cm	
☐	st	374002	Rompfixatievest Soft Pro maat S	maat: AxBxC=31x21x18 cm	
☐	st	374003	Rompfixatievest Soft Pro maat M	maat: AxBxC=37.5x25.5x21.5 cm	
☐	st	3751	Rompfixatievest Exclusive maat XS	maat: AxBxC=26x20x18 cm	
☐	st	3752	Rompfixatievest Exclusive maat S	maat: AxBxC=31x21x18 cm	
☐	st	3753	Rompfixatievest Exclusive maat M	maat: AxBxC=37.5x25.5x21.5 cm	
☐	st	374015	H-fixatie Soft Pro maat XS	maat: AxB=8.5x19.5 cm	
☐	st	374016	H-fixatie Soft Pro maat S	maat: AxB=11.1x31.7 cm	
☐	st	374017	H-fixatie Soft Pro maat M	maat: AxB=13.9x39.2 cm	
☐	st	3783	H-fixatie Exclusive Maat XS	maat: AxB=8.5x19.5 cm	
☐	st	3784	H-fixatie Exclusive Maat S	maat: AxB=11.1x31.7 cm	
☐	st	3785	H-fixatie Exclusive Maat M	maat: AxB=13.9x39.2 cm	



385234



Rompfixatievest



H-fixatie

Heupgordel

Incl. heupgordel Pro small 374046 met DWSR 25 sluiting

☐	st	374060	Anti-rotatieheupgordel maat XS, DWSR25
☐	st	374061	Anti-rotatieheupgordel maat S, DWSR25
☐	st	374062	Anti-rotatieheupgordel maat S, DWSR40



374046



374060/61/62



HEUPPELOTTEN

☐	st	385246	Heuppelotten (paar) - Zitzi Pengy
--------------------------	----	--------	-----------------------------------

Voetenplaat

☐	st	385222	Voetenplaat	Kan worden bevestigd aan zitunit of aan frame
--------------------------	----	--------	-------------	---

Geavanceerde Voetenplaten - voetsteunen, bevestigd aan de zitunit (of aan het frame met bevestigingsbuis 385290)

☐	st	285072	Voetenplaat maat 2	Bevestigd aan zitunit (of aan frame met bevestigingsbuis 385290)
☐	st	285076	Zijwaarts verstelbare voetenplaat, maat 2	Bevestigd aan zitunit (of aan frame met bevestigingsbuis 385290)
☐	st	285084	Opklapbare voetenplaat, maat 2	Bevestigd aan zitunit (of aan frame met bevestigingsbuis 385290)
☐	paar	285037	Gedeelde voetenplaat, maat 2	Bevestigd aan zitunit (of aan frame met bevestigingsbuis 385290)
☐	st	285080	Gedeelde voetenplaat, zijwaarts verstelbaar, maat 2	Bevestigd aan zitunit (of aan frame met bevestigingsbuis 385290)
☐	st	285088	Opklapbare voetenplaat, zijwaarts verstelbaar, maat 2	Bevestigd aan zitunit (of aan frame met bevestigingsbuis 385290)



385222



285072



285076



285084



285037



285080



285088

☐	st	385290	Bevestiging voetenplaat	Wordt gebruikt om de voetenplaten aan het frame te bevestigen.
☐	st	285092	Polstering, voetenplaat maat 2	Past op voetenplaat 285072, 285084
☐	paar	285096	Polstering, gedeelde voetenplaat maat 3	Past op voetenplaat 285076, 285037, 285080, 285088



385290



285092



285096

☐	paar	385224	Kuitplaat	Past op 385222
☐	paar	281107	Kuitplaat maat 0	Past op geavanceerde voetsteunen
☐	paar	281110	Kuitplaat maat 1	Past op geavanceerde voetsteunen
☐	paar	281120	Kuitplaat maat 2	Past op geavanceerde voetsteunen
☐	paar	281109	Polstering kuitplaat maat 0	Past op 281107
☐	paar	281111	Polstering kuitplaat maat 1	Past op 281110
☐	paar	281121	Polstering kuitplaat maat 2	Past op 281120
☐	set	990042	Hoge achterkant voor voetenplaat, maat 2	Past voetenplaat 285072



385224



281107/10/20



281109/11/21



990042

☐	paar	374020	Wreetband met klittenband, 45 cm	
☐	paar	374021	Wreetband met klittenband, 60 cm	
☐	paar	374023	Wreetband met klittenband/polstering, 45 cm	
☐	paar	374024	Wreetband met klittenband/polstering, 60 cm	
☐	paar	374325	Wreetband met gesp/polstering, 45 cm	
☐	paar	374326	Wreetband met gesp/polstering, 60 cm	
☐	paar	377051	Enkelfixatie 3p maat XS - 16 cm (gesp)	
☐	paar	377052	Enkelfixatie 3p maat S - 21 cm (gesp)	
☐	paar	377053	Enkelfixatie 3p maat M - 26 cm (gesp)	
☐	paar	377056	Enkelfixatie 3p maat XS - 16 cm (klittenband)	
☐	paar	377057	Enkelfixatie 3p maat S - 21 cm (klittenband)	
☐	paar	377058	Enkelfixatie 3p maat M - 26 cm (klittenband)	
☐	paar	378101	Polsfixatie, maat S	
☐	paar	378201	Polsfixatie, maat M	

☐	st	990070	Zonnekap (te bestellen met 990147)	Voor bevestiging onderdeel 990147 noodzakelijk
☐	st	990147	Houder voor zonnekap	
☐	st	385229	Regenhoes, compl.	
☐	st	385230	Werkblad	
☐	st	385249	MH Crossbar - Pengy Pro	
☐	st	990261	Crossbar maat 1	
☐	st	990262	Crossbar maat 2	
☐	st	385243	Adaptersysteem Pengy	



990070



990147




385229



385230



990261/62



385243

Reserve onderdelen Zitunit

Aantal	Stuks	Artikelnummer	Naam	Info
	st	385251	Kussen zitting zwart maat 1 Coolmax	
	st	385252	Kussen zitting blauw maat 1 Coolmax	
	st	385253	Kussen zitting oranje maat 1 Coolmax	
	st	385256	Kussen rugleuning zwart maat 1 Coolmax	
	st	385257	Kussen rugleuning blauw maat 1 Coolmax	
	st	385258	Kussen rugleuning oranje maat 1 Coolmax	
	st	385260	Kussen zitting zwart maat 2 Coolmax	
	st	385261	Kussen zitting blauw maat 2 Coolmax	
	st	385262	Kussen zitting oranje maat 2 Coolmax	
	st	385265	Kussen rugleuning zwart maat 2 Coolmax	
	st	385266	Kussen rugleuning blauw maat 2 Coolmax	
	st	385267	Kussen rugleuning oranje maat 2 Coolmax	
	paar	285430	Bekleding rompelotten, maat 1, zwart	
	paar	285431	Bekleding rompelotten, maat 1, zwart	
	st	374046	Heupgordel Pro, maat S, DWSR25	

Reserve onderdelen Frame

Aantal	Stuks	Artikelnummer	Naam	Info
	st	385250	12" voorwielen, massief	
	set	385255	8" voorwielen, massief	
	st	385284	Voetenplaat	
	st	385282	Rempedaal	
	st	387160	Wiel 12", massief zwart	
	st	387161	Wiel 8", massief zwart	


Technische gegevens

Pengy Pro Zitsysteem

Maten	2
Toelagtbare gewicht	50 kg
Kleur	Zwart, oranje, blauw
Gewicht	7 kg
Gecrashtest	43 kg Goedgekeurd
Zitdiepte	19-38 cm
Borstbreedte	16-28 cm
Rughoek zits	-30°/+75°
Okselhoogte	20-35 cm


VOETENPLAAT, Standaard, verstelbaar

Geheel maat 1	A x B
Geheel maat 2	315 x 195 mm
	315 x 220 mm




VOETENPLAAT, geavanceerde

Geheel	A x B
maat 1	315 x 195 mm
maat 2	345 x 225 mm
maat 3	380 x 260 mm



Geheel	A x B
verstelbaar 1	155 x 190 mm
verstelbaar 2	160 x 220 mm
verstelbaar 3	180 x 255 mm


Gedeelde	A x B
maat 1	155 x 190 mm
maat 2	160 x 220 mm
maat 3	180 x 255 mm



Gedeelde	A x B
verstelbaar maat 1	155 x 190 mm
verstelbaar maat 2	160 x 220 mm
verstelbaar maat 3	180 x 255 mm


ZITTING

Windswept




Mogelijkheid 9°

Abductie/Adductie



0° tot +18° / 0° tot -9°


Zitdiepte/Beenlengteverschil



Verstelbaar:


maat 1: 19-28 cm
maat 2: 28-38 cm

HOOFDSTEUN



	A x B
Hoofdsteun maat 1	220 x 150 mm
Hoofdsteun maat 1 lang	280 x 160 mm
Hoofdsteun maat 2	240 x 190 mm
Hoofdsteun maat 2 lang	280 x 210 mm

INSTELBARE RUGLEUNING Alle afmetingen zijn inclusief bekleding



A - Breedteverstelling
Maat 1: 160 - 250 mm
Maat 2: 190 - 280 mm

B - Hoogteverstelling
Maat 1: 290* - 345 mm
Maat 2: 350* - 430 mm


C - Diepte
Maat 1: 125 mm
Maat 2: 150 mm

* Om de laagste verstelling te halen is het nodig om de onderkant van de achterplaat 1 cm in te korten.

ARMSTEUN

AxB
250x75



C
Maat 1: 140 - 205 mm
Maat 2: 170 - 260 mm




Technische gegevens

Pengy Pro Wandelwagen

2020-02-12



Aanbevelingenlijst zitsysteem / chassis



	CHASSIS										
ZITSYSTEMEN	Flipper Pro				Flipper Pro Flex	Pengy	Guppy		Seabass Pro		
	maat 1	maat 2	maat 3	maat 4			maat 1	maat 2	maat 1	maat 2	maat 3
Pengy Pro	X ³	X ³			X ³	X	X ³	X ³			
Delfi Pro maat 0	X	X ¹			X	X	X				
Delfi Pro maat 1	X	X ¹			X	X	X				
Delfi Pro maat 2		X			X	X	X				
Delfi Pro maat 3			X		X		X	X ²			
Delfi Pro maat 4			X	X	X		X ²	X ²	X ²		
Sharky Pro maat 1			X	X	X					X ²	
Sharky Pro maat 2			X	X	X						X ²
Anatomic SITS	X ⁴	X ⁴	X ⁴	X ⁴	X ⁴	X ⁴	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²

X¹ Als mechanische kanteling noodzakelijk is
X² Hangt af van de wielmaat

X³ Gebruik adapterplaat 385243
X⁴ Hangt af van de zitsmaat

Anatomic SITT BV Postbus 6027, 4000 HA, Tiel, email: informatie@anatomicstitt.com, website: www.anatomicstitt.com