

# FlowCell

**Low-air-loss therapie, voorkomen van doorliggen met continue lage druk.**

Het FlowCell-systeem is ontwikkeld om drukbeschadigingen te voorkomen en te behandelen, terwijl het optimaal comfort biedt voor de patiënt. Het garandeert een gunstig microklimaat dat de huid helpt beschermen en genezen. Voor gebruikers met contra-indicaties voor alternierende therapie – zoals ruggenmergletsel, instabiele botbreuken of ernstige brandwonden – biedt het systeem een comfortabel ondersteunend oppervlak met zeer lage interfacedruk dankzij de low-air-loss technologie.

Het activeren van de Autofirm-modus biedt een stabiel ondersteunend oppervlak voor verpleegkundige procedures of om transfers in en uit bed te vergemakkelijken. Audiovisuele alarmen bewaken de drukniveaus van het systeem en de Auto-lock functie beveiligt de drukinstellingen.




Verstevigde 8-vormige N/PU luchtbanen



Comfort drukinstelling

Quick release-connector voor CPR



Luchtbanen met micro-perforatie  
voor low-air-loss therapie



Ademende PU-matrasshoes

## Veiligheidsstandaard

Voldoet aan:  
Regulation (EU) 2017 / 745  
for medical devices

Bescherming tegen elektrische schok:  
Class II , type BF

Bescherming tegen binnendringende  
vloeistoffen: IP21

Werkingsmodus:  
Continue lage druk

## Product Specificaties

|          |                  |                                       |              |
|----------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| Matras:  | Matrasvervangend | Pomp:                                 | 230V / 50Hz  |
| Breedte: | 90cm             | Geluid:                               | 38 dB        |
| Lengte:  | 200cm            | Druk:                                 | 10 - 25mmHg. |
| Hoogte:  | 25cm             | Design, Quality & Service powered by: |              |
| Gewicht: | 200kg max.       |                                       |              |
| Systeem: | +/-15kg.         |                                       |              |

**PRIME**  
Medical Solutions