

POLS- EN ENKELRIEMEN

Bevestiging met sloten.



95°

RFW16550M

SECURITY WRIST HOLDERS «RENOL FIX»

Zonder slot

RFW16550 **One size** **pc**

Met 4 (Magnet) sloten + 1 sleutel

RFW16550M **One size** **kit**

Met 4 (Steel) sloten + 1 sleutel

RFW16550RL **One size** **kit**

Immobiliseert de polsen van een geagiteerde patiënt snel en doeltreffend.

KIES UW SLOTSYSTEEM:

Magnet: 4 x RFK01222 / 1 x RFK01111 of Steel: 4 x RFK00433 / 1 x RFK00100



[Download gebruiksaanwijzing](#)



95°

RFA17550M

SECURITY ANKLE HOLDERS «RENOL FIX»

Zonder slot

RFA17550 **One size** **pc**

Met 4 (Magnet) sloten + 1 sleutel

RFA17550M **One size** **kit**

Met 4 (Steel) sloten + 1 sleutel

RFA17550RL **One size** **kit**

De enkels worden stevig vastgehouden tijdens de verplaatsing.

KIES UW SLOTSYSTEEM:

Magnet: 4 x RFK01222 / 1 x RFK01111 of Steel: 4 x RFK00433 / 1 x RFK00100



[Download gebruiksaanwijzing](#)

Let op: de riemen met een slot kunnen aan het bed worden aangepast.