

Productfiche

Glijdlaken



Een glijdlaken onder de patiënt vermindert aanzienlijk de wrijvingsweerstand bij een transfer. De patiënt kan zo gemakkelijk in bed vergleden worden i.p.v. hem op te tillen. Dit zowel voor hogerop brengen, in wisselhouding leggen of voor algemene positionering.

Transfers op deze manier uitgevoerd verminderen de fysieke belasting voor de hulpverlener en verhogen het comfort voor de patiënt.

Multiglide

De Multiglide is een buisvormig glijdlaken dat aan de binnenkant zeer goed glijdt en licht antislip is aan de buitenkant. Zijn uitstekend glijdvermogen laat vlotte transfers toe.



Afhankelijk van het model wordt de Multiglide gebruikt voor wisselhouding, hogerop brengen of algemene positionering.

Referenties:

Referentie	Omschrijving
TLH	Multiglide handschoen (paar)
TL6060	Transferlaken, 60 x 60 cm (IM66) geel
TL7270	Transferlaken, 72 x 70 cm (IM77) bruin
TL10070	Transferlaken, 100 x 70 cm (IM 100) wit
TL72100	Transferlaken, 72 x 100 cm (IM80) rood
TL72130	Transferlaken, 72 x 130 cm (IM83) groen
TL70200	Transferlaken, 70 x 200 cm

Specificaties:

Vervaardigd uit 100% nylon. Wasbaar op max. 80°C.