

Productfiche

BasicSling met lussen

BasicSling is ontworpen voor gebruik in de meest voorkomende tilsituaties en wanneer de patiënt een gebrekkige rompstabiliteit heeft, maar een goede hoofdstabiliteit.

- + Gescheiden verstevigde beensteunen; eenvoudig door de zorggever aan te brengen of te verwijderen, de zorgvrager zit niet op de tilband
- + Schouderhoge rugsteun; de zorgvrager wordt ondersteund vanaf het staartbeen tot aan de schouders en onder de benen
- + Rechtop zittende houding
- + Standaardmodel, geschikt voor de meeste zorgvragers met goede hoofdstabiliteit
- + Vakje aan de onderrand voor makkelijker aanbrengen
- + 300 kg



Referenties:

Referentie	Omschrijving
PLUBB	Tilband BASIS, netstof, lussen 2p XXS <> XXL
PLUSB	Tilband, BASIS, lussen 2p XXS <> XXL