Model 3200

Zwembadlift

Vanuit de rolstoel rechtstreeks in het zwembad







- Rechtstreekse transfers van en naar rolstoel en water.
- Gemakkelijk te verrijden en te plaatsen. Discreet op te bergen.
- Eén lift bruikbaar aan meerdere baden of op meerdere plaatsen rond het zwembad.
- Voor iedereen, ongeacht de beperking, de meest geschikte lichaamsondersteuning.
- Aangepast aan de zwembadomgeving.

Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

www.handimove.be

Zwembadlift

RECHTSTREEKSE TRANSFERS VAN EN NAAR ROLSTOEL EN WATER.

Met de verrijdbare zwembadlift is het een kleine stap van rolstoel naar zwembad. Het tilsysteem brengt de gebruiker in één vlotte beweging naar het water.

360° De zwembadlift heeft een draaibereik van 360°.

GEMAKKELIJK TE VERRIJDEN EN TE PLAATSEN. DISCREET OP TE BERGEN.

De werking is eenvoudig: met een druk op de knop zakt de spil van de lift in de bodemhuls aan de rand van het zwembad. Na gebruik tilt hij er zichzelf terug uit en kan hij worden weggereden zonder fysieke inspanning van de begeleider.

Na verwijdering uit de bodemhuls wordt het gat van de bodemhuls afgedicht.

EÉN LIFT BRUIKBAAR AAN MEERDERE BADEN OF OP MEERDERE PLAATSEN ROND HET ZWEMBAD.

Door de installatie van extra bodemhulzen, en het feit dat hij eenvoudig verplaatsbaar is, kan hij op verschillende locaties worden gebruikt.

VOOR IEDEREEN, ONGEACHT DE BEPERKING, DE MEEST GESCHIKTE LICHAAMSONDERSTEUNING.

Afwisselend bruikbaar met een tilstoel, de Handi-Move tilbeugel, of diverse types tildoeken.

AANGEPAST AAN DE ZWEMBADOMGEVING.

De mobiele zwembadlift is van roestvrij staal en werkt op batterijen. Daardoor is hij aangepast voor langdurig gebruik in de zwembad omgeving en perfect veilig.





DISCREET TE PLAATSEN BODEMHULS

© 31-05-2024 • Handi-Move • v1.4


Handi-Move nv
Ten Beukeboom 13, B-9400 Ninove • Tel. 054 31 97 10
info@handimove.be • www.handimove.be


Zwembadlift


AFMETINGEN EN GEGEVENS


Afmetingen (mm)	
A	1840
B	1305
C	540
D	350
E	1700
F	550
G	500
H	310
I	370

Gegevens	
Max. tilvermogen	135 kg
Batterijen	2 x 12 Vdc; 8 Ah
Laadtoestel	separaat
Diameter van de wielen	100 mm
Constructie	ALU ; RVS ; gelakt
Handbediening	elektrisch (IP67)










© 31-05-2024 • Handi-Move • v1.4


Handi-Move nv
Ten Beukeboom 13, B-9400 Ninove • Tel. 054 31 97 10
info@handimove.be • www.handimove.be


LICHAAMSONDERSTEUNING



Tilbeugel

XS - S - M • art. nr. 1035
Electrolytisch gepolijst (voorkomt corrosie in chloorrijke omgeving)
+ Antislip beensteunen • art. nr. 1074







Tilstoel voor zwembadlift (PVC)

Uni-size • art. nr. 3620
+ Tiljuk • art. nr. 2110 / 2125









Standaard Tildoek

met maanvormige hoofdsteun en gepolsterde beenflappen

XS - S - M - L - XL • art. nr. 3431
+ Tiljuk • art. nr. 2110 / 2125








Badtildoek (PVC)

XS - S - M - L - XL • art. nr. 3464
+ Tiljuk • art. nr. 2110 / 2125





Voor een vrijblijvende demonstratie of verdere inlichtingen

© 31-05-2024 • Handi-Move • v1.4

Handi-Move nv
Ten Beukenboom 13, B-9400 Ninove • Tel. +32 54 31 97 10
info@handimove.com • www.handimove.com